

Oral-B
PRO powered by **BRAUN**
 מברשת השיניים חשמלית
 Oral-B ג'וניור
 500-700

25129580B00

Charger Type 3757 סוג מטען: 3757
 Handle Type 4729 סוג ידית: 4729

המלצות ניקוי
 לאחר צחצוח השיניים, יש לשטוף את ראש המברשת מתחת למים זורמים במשך מספר שניות כאשר הידית מופעלת. לאחר מכן יש לכבות את ידית המברשת ולנתק ממנה את ראש המברשת. יש לשטוף במים את ידית המברשת וראש המברשת בנפרד. יש לנגבם עד שתייבשו. מעת לעת יש לנקות את המטען באמצעות מטלית לחה (ראה איור 5). **לעולם אין לשטוף את המטען במים.** תושבת ראש המברשת (F) ניתנת לניקוי במדיח כלים.

הגנת הסביבה
 מוצר זה מכיל סוללות ו/או חלקים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכם לאשפה הביתית. יש להשליכם בנקודות המחזור או איסוף הפסולת האלקטרונית המקומית המתאימה.



העלון נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

אחריות
 אנו מעניקים אחריות לתקופה של שנתיים. האחריות נכנסת לתוקף ביום רכישת המוצר. בתקופת האחריות נטפל, ללא עלות ללקוח, בכל פגם במכשיר שנגרם כתוצאה מבעיה בחומרי הגלם או בתהליך הרכבתו, אם בתיקון, אם בהחלפת המכשיר בשלמותו כראות עינינו. אחריות זו תקפה בכל מדינה בה בראון או מפיצים מטעמה מספקים את המכשיר.

אחריות זו אינה מכסה: נזק כתוצאה משימוש לא ראוי, בלאי או שימוש סביר, במיוחד של ראשי המברשות, וכן פגמים זניחים שאינם מורידים מערכו של המכשיר או פוגעים ביכולת הפעולה שלו. תוקפה של האחריות יפקע במקרה של תיקונים שיבוצעו בידי אנשים שאינם מורשים ואם לא נעשה שימוש בחלקים מקוריים של בראון. לקבלת שרות בתקופת האחריות, יש להעביר או לשלוח את המכשיר כמפורט בתעודת אחריות למרכז שירות מורשה של אוראל-בי ובראון.

אחריות לראשי המברשת להחלפה
 אחריות אורל בי על המוצר אינה תקפה במקרה בו נגרם נזק לחלק החשמלי של ידית הנטענת כתוצאה משימוש בראשי צחצוח שאינם של אורל בי. אורל בי אינה ממליצה להשתמש בראשי מברשת שאינם מתוצרת החברה.

- לאורל בי אין שליטה על איכותם של ראשי מברשת של יצרנים אחרים. לכן, איננו יכולים לערוב לאיכות הניקוי שלהם, כמצוין במפורש בעת רכישת הידית הנטענת.
- אורל בי אינה יכולה לערוב להתאמה טובה של ראשי צחצוח של יצרנים אחרים.
- אורל בי אינה יכולה לחזות את ההשפעות ארוכות הטווח של השימוש בראשי צחצוח של יצרנים אחרים על בלאי הידית.

על כל ראשי המברשת להחלפה של אורל בי מופיע הלוגו של אורל בי (Oral-B) המבטיח כי המוצר עומד בסטנדרטי האיכות הגבוהים של אורל בי.
 אורל בי אינה משווקת ראשי מברשת או חלקי ידיות באף שם מותג אחר.

מוצר זה מיובא מחו"ל יש להתייחס לכיתוב בעברית בלבד.

את זיפי ראש המברשת על השיניים בזווית קלה כלפי קו החניכים. יש להפעיל לחץ קל ולהתחיל לצחצח בתנועה של קדימה ואחורה, כפי שעושים עם מברשת שיניים ידנית (ראה איור 3).
כאשר משתמשים בכל ראשי המברשות יש לצחצח תחילה את החלק החיצוני של השן, לאחר מכן את החלק הפנימי ולבסוף את אזור השיניים הטוחנות. יש לצחצח את ארבעת חלקי הפה באופן אחיד. מומלץ גם להתייעץ עם רופא השיניים או השיננית לגבי שיטת הצחצוח המתאימה לכם.
 בימים הראשונים לשימוש בכל מברשת שיניים חשמלית, ייתכן דימום קל מהחניכיים. ככלל, הדימום אמור להיפסק כעבור מספר ימים. אם הדימום נמשך יותר משבועיים, יש להתייעץ עם רופא השיניים או השיננית.

חיישן לחץ

במברשת השיניים שלך מותקנת תוכנת בקרת לחץ. אם לחץ רב מדי מופעל על השיניים בזמן הצחצוח, ראש המברשת ימשיך לנוע אך הפולסים יפסקו. בנוסף, בזמן הצחצוח תשמעו צליל שונה.

טיימר מקצועי

צליל קצר מקוטע במרווחים של 30 שניות יזכיר לכם לצחצח באופן שווה בכל אחד מרבעי הפה. צליל ארוך מקוטע יאותת על כך שחלפו 2 דקות (זמן הצחצוח המומלץ) (ראה איור 4). במידה ועוצרים את הצחצוח יותר מ-30 שניות הטיימר מתאפס.

סוגי ראשי מברשת

ראש המברשת Oral-B CrossAction
 ראש המברשת המתקדם ביותר שלנו. זיפים המוצבים בזווית משיגים ניקוי מדויק, מרימים ומסירים את הפלאק.



ראש המברשת Oral-B FlossAction
 כולל סיבי Micropulse המאפשרים הסרת פלאק מצוינת מבין השיניים.



ראש המברשת Oral-B Sensi Ultrathin
 מורכב מסיבים רגילים לניקוי פני השטח של השיניים וסיבים דקים במיוחד לניקוי עדין של החניכיים.



מרבית ראשי המברשת של Oral-B מצוידים בסיבי אינדיקטור כחולים (®INDICATOR) המהווים סימן להחלפת ראש המברשת. בצחצוח יסודי פעמיים ביום למשך שתי דקות, הצבע הכחול ידהה עד מחצית אורך הסיבים תוך בערך 3 חודשים ויסמן שהגיע הזמן להחליף את ראש המברשת. אם סיבי ראש המברשת מתפצלים לפני שהצבע דהה, הרי שמופעל לחץ רב מדי על השיניים או החניכיים בעת הצחצוח (ראה איור 3)

למרכיבי גשר ליישור שיניים לא מומלץ להשתמש בראשי המברשת Oral-B FlossAction או Oral-B 3DWhite. ניתן להשתמש בראש המברשת Oral-B Ortho המיועד לניקוי סביב גשר ליישור השיניים והתיל האורתודנטי.

- יש להחליף ראש מברשת כל 3 חודשים או קודם אם הוא ניזוק.
- יש לנקות היטב את ראש המברשת לאחר כל שימוש (ראה פסקה "המלצות לניקוי"). ניקיון ראוי מבטיח שימוש בטוח וישמור על תקינות המברשת.

תיאור

- A ראש המברשת
- B לחצן הפעלה/כיבוי
- C ידית המברשת
- D נורית חייווי טעינה
- E מטען

אביזרים (תלוי בדגם):

- F תושבת לראש המברשת
- הערה: התוכן עשוי להשתנות כתלות בדגם הנרכש.

מפרט

- מפרט המתח החשמלי מוטבע בתחתית יחידת הטעינה.
- רמת רעש: ≤ 65 dB (A)

טעינה והפעלה

- המברשת החשמלית שלכם בטוחה מבחינה חשמלית ומעוצבת לשימוש בחדר האמבטיה.
- יש לחבר את המטען (E) או את יחידת הטעינה המפורקת (F/E) לשקע החשמלי ולהניח את ידית המברשת (C) על המטען.
- נורית חייווי הטעינה הירוקה (D) מהבהבת בזמן טעינת מברשת השיניים.
- כאשר המברשת תהיה טעונה במלואה, הנורית תכבה. הטעינה נמשכת בדר"כ כ-22 שעות ומאפשרת צחצוח שיניים על בסיס קבוע במשך 10 ימים (פעמיים ביום, למשך שתי דקות בכל פעם) (ראה איור 1).
- לתשומת לבך: אחרי יתרון הסוללה לחלוטין, יתכן והנורית הירוקה לא תתחיל להבהב מיד, הנורית תתחיל להבהב תוך 15-10 דקות.
- כאשר עוצמת הסוללה הנטענת נמוכה, נורית החיווי האדומה (D) תהבהב במשך מספר שניות בעת לחיצה על כפתור הפעלה/כיבוי בידיית המכשיר.
- בשימוש יומיומי ניתן לאחסן את ידית המברשת ביחידת הטעינה על מנת לשמור אותה במצב טעינה מלא. טעינת יתר אינה אפשרית.
- לשמירת קיבולת מרבית של הסוללה הנטענת יש לנתק את המטען ולרוקן את הסוללה לגמרי באמצעות שימוש רגיל לפחות פעם אחת מדי חצי שנה.

השימוש במברשת השיניים

שיטת הצחצוח

- יש להרטיב את ראש המברשת במים ולמרוח משחת שיניים על ראש המברשת. ניתן להשתמש בכל סוגי משחת השיניים. כדי למנוע התזה, יש להניח את ראש המברשת על השיניים לפני הפעלת המכשיר (ראה איור 2).
- כאשר מצחצחים את השיניים באחד מראשי המברשת הרוטטים - מסתובבים, יש להעביר את מברשת השיניים באיטיות משן לשן ולהתעכב מספר שניות על שטח כל שן (ראה איור 3).

כאשר משתמשים בראש המברשת TriZone יש להניח

ברוכים הבאים לאורל ביל!
לפני השימוש הראשון במברשת השיניים, יש לקרוא את ההוראות בעיון ולשמור את המדריך לעיון בעתיד.

חשוב

- יש לבדוק מעת לעת את כל המוצר\הכבל ולוודא שלא ניזוקו. אם המוצר\הכבל ניזוקו, אין להשתמש במוצר, גשו למרכז השירות של אוראל-בי בראון. רשימת מרכזי השירות מופיעה בתעודת אחריות. אין לערוך שינויים במוצר או לנסות לתקנו, מאחר וניסיון כזה עלול לגרום להתלקחות, מכת חשמל או פציעה.
- מוצר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים מתחת לגיל 3. ילדים ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, יכולים להשתמש במברשת שיניים זו, כאשר השימוש נעשה תחת השגחה ולאחר שקיבלו הוראות לגבי השימוש הבטוח במכשיר והבינו את הסיכונים הכרוכים בשימוש בו.
- אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולת תחזוקה.
- אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להשתמש במוצר רק לשימוש המיועד ובהתאם להוראות השימוש כמתואר בעלון זה. אין להשתמש באביזרים שלא הומלצו על-ידי היצרן.

אזהרה

- אין להניח את המטען במים או כל נוזל אחר. אין לאחסן את המטען במקום ממנו הוא עלול ליפול לתוך אמבט או כוור. אם המטען נפל למים, אין לנסות להוציאו. יש לנתקו מיד מהחשמל.
- המוצר מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה. אין לפרק את המוצר למעט כאשר רוצים להשליך את הסוללה. כאשר מוציאים את הסוללה לשם השלכתה יש להקפיד לא לגרום לקצר (לסגור מעגל) בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-).
- בעת ניתוק המכשיר מן החשמל יש לאחוז בתקע וטובות מחשש למכת חשמל. אין לגעת בתקע החשמלי בידיים במידה והנכם עוברים טיפול בחלל הפה יש להתייעץ עם רופא השיניים לפני תחילת השימוש במכשיר.
- המברשת מיועדת לשימוש אישי ואינה מיועדת לשימוש על מטופלים רבים בקליניקות טיפוליות.
- המוצר מיועד לצחצוח השיניים בלבד. אין ללעוס או לנשוך את המברשת. אין להשתמש במברשת כצעצוע ללא השגחת מבוגר.
- כדי להימנע משבירת ראש המברשת, העלולה לגרום להתפרקות ראש המברשת לחלקים קטנים ובכך לגרום לסכנת חנק או נזק לשיניים:
- לפני כל שימוש, יש לוודא שראש המברשת מתאים ומורכב היטב. יש להפסיק את השימוש במברשת אם ראש המברשת אינו מתאים. לעולם אין להשתמש במכשיר ללא ראש מברשת.
- במידה וידית המברשת נפלה יש להחליף את ראש המברשת לפני השימוש הבא גם אם למראית עין לא נגרם כל נזק.

