



**הוראות הפעלה, בטיחות ואחזקה.
כרית חימום חשמלית.
דגם JF-601**



**אנא קרא/י הוראות אלו לפני הפעלה.
נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד.**

כרית חימום חשמלית לחימום שרירים תפוסים, כאבי גב וצוואר.

הוראות הפעלה:

הנח/י את כרית החימום על משטח יבש ויציב.

1. וודא/י שווסת החימום מכוון על דרגת 0 וחבר/י את המכשיר אך ורק לשקע חשמל בטיחותי מותקן כהלכה.
2. בחר/י את דרגת החום הרצויה בווסת החימום. לכרית החימום שלוש דרגות חום:
0 אינו פועל.
1 דרגת חום נמוכה.
2 דרגת חום בינונית.
3 דרגת חום גבוהה.
3. לכיבוי המכשיר לאחר השימוש, העבר/י את ווסת החימום למצב 0 ונתק/י את התקע מהשקע החשמלי (משכו בתקע, לא בכבל).

פני המכשיר חמים. אנשים אשר אינם רגישים לחום חייבים להיזהר בשימוש במכשיר.

הוראות בטיחות כלליות, טיפול, תחזוקה ואחסון:

1. הוראות חשובות - נא לקרוא היטב את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לעיון נוסף בעתיד.
2. אזהרה – לפני חיבור המוצר אל הזינה, בדוק/י אם מתח הזינה זהה למתח המסומן על המוצר ועל התקן הבקרה. לא לחבר את המוצר למתח זינה ישר (DC). לשימוש רק עם התקני בקרה שסופקו עם המוצר.
3. כרית החימום מיועדת לשימוש פרטי בלבד ולמטרתה הייעודית, לחימום שרירים תפוסים, כאבי גב וצוואר, ללא כל שימוש מסחרי, או שימוש בבתי חולים.
4. נא להרחיק את המכשיר ממקורות חום אחרים כגון: בקבוקי מים חמים, פולטי חום, שמיכות חימום ואור שמש ישיר.
5. נא להרחיק את המכשיר ממקורות מים ולחות. אין לכבס את כרית החימום או לטבול אותה בכל נוזל. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות. אם המכשיר לח או רטוב, נתק/י אותו מיד מהשקע החשמלי.
6. נא לא לנקב את כרית החימום או להשתמש בסיכות או מחברי מתכת לעיגון המכשיר או הידוקו.
7. נא לא להשתמש במוצר כשהוא מקופל או מקומט. נא לא ליצור קיפולים חדים בכרית החימום.
8. נא לא להשתמש בכרית החימום על מיטות מתקפלות או מתכוונות.
9. נא לנקוט אמצעים למניעת שריפה או כוויה של העור כתוצאה ממגע ממושך במקום אחד.
10. השימוש בכרית החימום אסורה לתינוקות, ילדים, נכים, חולים סיעודיים או לאנשים שאינם מרגישים חום או שאינם יכולים להפעיל את המכשיר בכוחות עצמם. השימוש בלא השגחה אסור.
11. יש להיזהר מלהירדם בזמן השימוש בכרית החימום.
12. אין להניח על כרית החימום חפצים אחרים מלבד כלי מיטה רגילים.
13. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה. כדי להגן על ילדים מפני הסכנות של מכשירי חשמל, נא לוודא כי הכבל מונח על הרצפה למניעת מעידה וכי לילדים אין גישה למכשיר.
14. בדקו את המכשיר והכבל בקביעות לגילוי סימני בלייה או נזק. אם יש סימנים כאלה או אם השתמשו במוצר באופן לא תקין, אין להשתמש במוצר ויש להחזיר אותו לספק לבדיקה.
15. אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם. פנו תמיד לטכנאי מוסמך.
16. אין לשאת את המכשיר באמצעות הכבל ואין להשתמש בכבל כידית.
17. בעת ניקוי או אחסון, כבו את המכשיר והוציאו תמיד את התקע מהשקע החשמלי (משכו בתקע, לא בכבל).
18. יש להפסיק מיד את פעולת המכשיר כאשר אינכם חשים בטוב או שהחום הופך לגבוה מדי.

הוראות כביסה לניקוי כיסוי הכרית:

יש להסיר את כיסוי הבד מכרית החימום. כיסוי הבד בלבד ניתן לכיבוס ביד במים פושרים. ייבוש ללא סחיטה וללא גיהוץ. החזר/י את כיסוי הכרית רק לאחר ייבוש מוחלט.

אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה יש להחליפו. החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השרות, או על ידי אדם מוסמך אחר.

מיוצר עבור ומשווק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171 הרצליה 46725.
מיוצר ע"י: שאנזן קינפון טכנולוגי, סין.
מיובא ע"י: מאג'י יבוא ושיווק צ.י. בע"מ, ת.ד. 407 נס ציונה 74104.

מוצרי **Life**, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית. לשרותך, מחלקת שרות לקוחות: 09-9725151

השלכה: אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית הלא ממוינת. יש לאסוף פסולת כזו בנפרד לצורך טיפול מיוחד.

