



**הוראות הפעלה, בטיחות ואחזקה.  
אמבט עיסוי לרגליים,  
להרגעה ולשיכוך כאבים בכפות הרגליים.**



### **דגם FM-588C2**

**אנא קרא/י הוראות אלו לפני הפעלה.  
נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד.**

### **הוראות בטיחות כלליות**

- נא לקרוא היטב את הוראות ההפעלה לפני הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לרבות תעודת האחריות, הקבלה ואם ניתן, את הקופסה עם האריזה הפנימית.
- המכשיר מיועד לשימוש פרטי בלבד ולמטרתו הייעודית, ללא כל שימוש מסחרי. נא להרחיק את המכשיר ממקורות חום, אור שמש ישיר ולחות. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות.
- בעת ניקוי או אחסון, כבו את המכשיר והוציאו תמיד את התקע מהשקע החשמלי (משכו בתקע, לא בכבל) אם המכשיר אינו בשימוש הסירו את האביזרים הנלווים.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה. כדי להגן על ילדים מפני הסכנות של מכשירי חשמל, נא לוודא כי הכבל מונח על הרצפה למניעת מעידה וכי לילדים אין גישה למכשיר.
- בדקו את המכשיר והכבל בקביעות, לגילוי נזקים. אין להשתמש במכשיר אם ניזוק.
- אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם. פנו תמיד לטכנאי מוסמך. למניעת סכנות, החליפו תמיד כבל פגום אף ורק על ידי היצרן, מרכז שירות הלקוחות או אדם מוסמך ובכבל מאותו הסוג.
- שימו לב היטב ל"הוראות הבטיחות המיוחדות" הבאות.

אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה יש להחליפו. החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השרות, או על ידי אדם מוסמך אחר.

### **הוראות בטיחות מיוחדות למכשיר**

- אין להשתמש באביזרים שאינם מסופקים עם המכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר במקומות שנעשה בהם שימוש בחמצן או בתרסיסי אירוסול.
- אין לשאת את המכשיר באמצעות הכבל ואין להשתמש בכבל כידית.
- אין לישון במהלך השימוש במכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מים.
- אין להשתמש במכשיר ברציפות מעל 20 דקות.
- נא לשבת לפני הכנסת כפות רגליכם לתוך המכשיר. אין לעמוד אם כפות רגליכם עדיין בתוך המכשיר.
- נא להקפיד להפעיל את המכשיר אך ורק בידיים יבשות, אלא אם כן המכשיר נותק קודם מרשת החשמל.

אין למלא את המכשיר במים בכמות העולה על סימון כמות המים המרבית. למניעת כוויה ממים חמים, בדקו תמיד את טמפרטורת המים לפני הכנסת כפות רגליכם לתוך המכשיר. יש לפעול תמיד על פי האזהרות לגבי טמפרטורת המים במכשיר עם חולי סוכרת; אזהרה זו חלה גם על אנשים עם מחלות לב וכלי דם; על ילדים וזקנים להשתמש תמיד במכשיר עם ליווי. אין לנסות לפתוח את גוף המכשיר ולשים את התקע במים או בנוזלים אחרים; אם מופיעה תקלה כלשהי, פנו תמיד עם המכשיר למפיץ המקומי או לאיש מקצוע.

### **הוראות בריאות**

- אם יש לכם חששות כלשהם לגבי בריאותכם, נא להתייעץ עם רופא לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה. הוראה זו חלה גם על אנשים עם קוצב לב, סוכרת או מחלות אחרות, נשים בהיריון או אנשים עם כאבי שרירים ו/או מפרקים ממושך.
- העיסוי אמור להשרות תחושה נעימה ומרגיעה. אם אתם חשים אי נוחות או כאב לאחר עיסוי נא להתייעץ עם רופא לפני שימוש במכשיר שנית.
- אין להשתמש במכשירי עיסוי על פצעים פתוחים, אברי גוף עם הפרעות בזרימת הדם, נפיחות, כוויות, דלקות או פצעים בעור או פצעים מוגלתיים.

מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש

פני המכשיר חמים. אנשים אשר אינם רגישים לחום חייבים להיזהר בשימוש במכשיר.

### **הוראות שימוש**

#### **אמבט עיסוי להרגעה ולשיכוך כאבים בכפות הרגליים**

- הניחו את המכשיר על הרצפה, כך שתוכלו לשבת לפניו בנוחות.
- מלאו את המכשיר במים חמים או קרים עד לגובה מקסימאלי של שני סימני מילוי המצויים על הדופן הפנימית של המכשיר.
- חברו את המכשיר אך ורק לשקע בטיחותי מותקן כהלכה.
- שבו והניחו את כפות רגליכם בתוך המכשיר.
- בחרו את הפונקציה הרצויה להשגת הפעולות הבאות:

#### **לחצן מתג הפעולות:**

ניתן ליהנות מהנאת הטיפול בבריאות הרגליים, על ידי בחירת פונקציות מתאימות:

1. טיפול בעיסוי ואינפרא אדום, שמירה על חום המים.
2. טיפול בסילוני אוויר (בועות) ואינפרא אדום, שמירה על חום המים.
3. טיפול בסילוני אוויר (בועות) משולב עם עיסוי ואינפרא אדום, שמירה על חום המים.
4. מצב כבוי.

- תיהנו מעיסוי עמוק תוך הנעת כפות רגליכם קדימה ואחורה מעל גלגלי העיסוי של אזורי הרפלקס. לוחיות הגלגלים ניתנות להסרה בקלות על ידי משיכתן החוצה.

#### **לאחר השימוש:**

כבו את המכשיר לאחר השימוש והוציאו את התקע. שפכו תמיד את המים מצידי המכשיר. אין לשפוך את המים מהאמבט מעל מתג ברירת המצבים. הסירו את האביזרים הנלווים.

אזהרה:

אם מים דולפים מהמכשיר, אין להשתמש יותר במכשיר.

### ניקוי

- לפני הניקוי הוציאו את התקע מהשקע החשמלי.
- אין לטבול את המכשיר במים כדי לנקותו.
- לניקוי המכשיר, השתמשו אך ורק במטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים.
- ייבשו את המכשיר עם מטלית יבשה.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי כמתאים לתקן ישראלי רשמי מספר 900 חלק 2.32 וחלק 1. האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר. המכשיר נבדק על פי כל התקנים המנחים הרלוונטיים הנוכחיים של האיחוד האירופי, כגון צווי התאימות האלקטרומגנטית והמתח הנמוך ובבנה על פי תקנות הבטיחות העדכניות ביותר.

### נתונים טכניים

1. מספר דגם: FM-588C2
2. וולט: 220-240V
3. תדרים: 50 Hz
4. מתח הספק: 60W וואט

**מיוצר עבור ומשווק ע"י:** סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516.  
**יצרן:** נינגבו לונגפו אלקטריקל, סין.  
**יבואן:** מאג'י יבוא ושיווק צ.י. בע"מ, ת.ד. 407 נס ציונה 74104.  
**אחריות:** מאג'י יבוא ושיווק צ.י. בע"מ, ת.ד. 407 נס ציונה 74104.

**שירות לקוחות: 03-6555189**

מוצרי **Life**, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית. לשרותך, מחלקת שרות לקוחות: 09-9725151

**השלכה:** אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית הלא ממוינת. יש לאסוף פסולת כזו בנפרד לצורך טיפול מיוחד.

