


Ulike

USER MANUAL

IPL Hair Removal Device

Air Series



Thank you for choosing Ulike.

Founded in 2013, Ulike has focused on at-home IPL hair removal devices from day one.

We believe hair removal should be a safe, smooth, and pain-less experience.

And this device is going to be the hair removal system you like.

Feel free to contact us via email or chat with us through our website if you need assistance or have any questions. We're here to help!
seasupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No.
8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District,
Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R.
China

Before using the device, please read the user manual carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference. Illustrations in this manual are for reference only.

ENGLISH ————— 02

Hebrew ————— 20

Safety Precautions

● Special attention

- Do not apply any gels or care products (aloe vera gel, etc.) before use.
- Be sure to assemble and use the product in accordance with the regulations contained in the Instruction Manual.
- Please read the "Instruction Manual" carefully and keep it for future reference.
- If you have any questions during use, please contact the online customer service in the required language.

⊗ DANGER:Contents related to personal injury due to incorrect operation

ⓘ WARNING:Dangerous content due to incorrect operation

⚠ CAUTION:Contents related to personal safety or property damage due to incorrect operation

⊗ Danger



- Do not use the device directly at the eyes, otherwise the strong light source emitted by the product may cause damage to the eyes;
- Under normal working condition, do not directly fit the side outlet, otherwise the temperature of the outlet may cause burns to the skin;
- Under normal working condition, do not insert any objects into the product, otherwise it may cause damage to the human body;
- No data for use on children under 15 years old is currently available, therefore, children under 15 years old are not allowed to touch or use it. Please keep away from children under 15 years old when using the product.

ⓘ Warning



- Adverse effects may be caused if the instructions are not followed;
- Do not apply antiperspirant immediately after irradiating the armpit;
- For avoiding scald and failure when using, please regularly confirm and clean the dirt of the irradiation port;
- Do not place the irradiation port near items that are easy to demagnetize, otherwise it may cause failure and damage;
- Do not use it when the vent is blocked, otherwise it may cause smoke and fire;
- For normal operation of the product, please do not point the irradiation port towards black objects;
- For avoiding blackening, discoloration and breakage, do not irradiate clothes, hair or other items;
- Do not use the product on pets, otherwise it may cause injury;
- It may cause eye (potentially blindness) or skin damage if instructions are not followed. Please read and follow the instructions;

- Do not extend or reuse on a surface area, avoid excessive use, including excessive pulse stack and/or excessive frequency, which may cause damage to your skin;
- Misuse may cause damage to the eyes, please protect your eyes from exposure, do not use the product above the eyelids or near the eyes;
- Do not ignore the inherent safety mechanisms of the product. For example, the correct wearing of the goggles, the correct way to fit the skin, etc.;
- Please take a skin test before use, and confirm the skin condition after testing for 2 hours. You can use the product if there is no abnormality (redness or blisters) in the irradiated area;
- During use, please wear the goggles and place the depilation window close to the skin for depilation operation;
- After use, please wipe the hair and skin care products attached to the depilator to avoid failure and skin damage;
- Please follow the instructions, wear goggles correctly to use the product, so as to avoid strong light stimulation;
- Please set the irradiation intensity according to your skin condition, and be sure to use it from Gear 1 for the first time;
- If the skin is slightly hot and red after use, it is normal;
- The product can not be left unattended after it is turned on, and please turn it off in time after use;
- Clean the skin to ensure that it is free of hair residue, is completely dry and free of oily substances and stains;
- If the operating environment temperature difference reaches more than 20 degrees (from a low-temperature environment to a high-temperature environment, or vice versa), please turn it off and wait for about 2 hours before using it again;
- Do not use the product near inflammable and explosive objects (including sprayers, gas stations, etc.), which may cause fire, electric shock injury and other dangers;
- The ambient temperature of the depilator is 5-30°C. Please confirm the room temperature before use;
- Please avoid direct ultraviolet radiation on the irradiated part within 24 hours after irradiation;
- Do not expose the product to the sun or place it under ultraviolet light for a long time, which will seriously damage the product;
- If the built-in fan does not work after turning on the power (no humming sound is heard), do not use it, otherwise it may cause failures such as smoke, fire, etc.;
- Do not use it in the bath, shower or other places near the water source;
- Please keep the product and the power adapter dry;
- When using the product, it is not recommended to use it for a long time. Please turn it off for 10 minutes after using it for 1 hour;
- If the casing, lens or power supply is damaged, please stop using the product immediately. Do not repair the product without authorization. It must be repaired by professional personnel from the manufacturer's maintenance department or similar department.



● Unsuitable population and situation

- The use of the product may cause discomfort or adverse effects on people with allergies, people with skin diseases and allergic dermatitis, people with sensitive skin, etc. If any adverse effects occur during use, please stop using the product immediately;
- Do not use the product on areas with damaged skin integrity (e.g. burns, blisters, cuts, wounds, active skin diseases, or infections);
- If you are taking photosensitive drugs for important treatments, medical consultation is required before using the product, otherwise the use of the product may damage the skin;
- Not suitable for pregnant women, lactating women, women's menstrual periods, body scars, diabetes, fragile skin and light-sensitive skin;
- Severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin disease, burned skin and anticoagulant disorders are prohibited;
- Do not use if you have abnormal collagen metabolism, including history of scars and poor wound healing;
- Patients with vascular diseases, such as varicose veins and vasodilation in the irradiation site;
- Do not use if your skin is sensitive to light and prone to rashes or allergies;
- Please do not use it if your irradiated area is infected, patient with herpes simplex, skin lesions and hematoma is prohibited;
- Suppression of immune response diseases (including HIV infection, lupus erythematosus, porphyria, etc.) is prohibited;
- Any patient with bleeding disorder is prohibited, and those who use isotretinoin, fruit acid (AHA), salicylic acid (BHA) or azalea acid are prohibited;
- Please use this product with caution for those who use chemical hair removal within 30 days, those who have used skin whitening products in a short time, or those who have used vitamin A ingredients;
- Do not use with essential oil products at the same time. Please ensure that the skin in the light area is clean and dry, and no lotions, lubricants and other cosmetics are used;
- If the skin surface is not clean and dry, it may affect the use experience of the product and may even damage the product;
- Prohibited during taking aspirin drugs, using immunosuppressive drugs, isotretinoin and other drugs. The recent use of light-sensitive drugs is prohibited (such as tetracycline and sulfa);
- The product is prohibited for use on those who have injected fillers and toxins recently.

● Do not use for the following body parts or the following conditions

1/ Intra-oral, genitals, mucosa, etc.	6/ Acne area	11/ Inside the navel
2/ Plastic surgery	7/ Spots and moles	12/ Large vein
3/ Throat knot	8/ Eyebrows, hair	13/ Tattoo, body painting
4/ Eyeball, eyelid, around eyes	9/ Ear	
5/ head	10/ Nipple, Areola	

(Note: This list is not exhaustive, if you are not sure whether you can use this product, we recommend that you consult a doctor)

● After using the product, the following side effects may be caused:


1/ Skin burns	3/ Edema and blister of hair follicles	5/ Itchiness and pain
2/ Local redness and swelling	4/ Erythema and pigmentation	6/ Scar

(Note: The list is not exhaustive; if you experience any other discomfort, you are advised to consult customer service or a doctor)

⚠ Matters needing attention

- 1.The product should not be used for the treatment of diseases
- 2.It is not recommended to remove white or gray hair
- 3.For naturally dark skin, please do not use the product
- 4.Don't expose yourself to the sun before hair removal
- 5.When using for the first time, please be sure to start from the Gear 1 and choose a small area on your arm to test the skin reaction
- 6.Make sure that the epilation window is close to the skin when depilating, and then perform depilation operation
- 7.Do not use it in a dark environment
- 8.For avoiding machine failure, please do not use in direct sunlight
- 9.Do not hit and shake the product violently
- 10.Do not unplug the plug without turning it off; otherwise it may cause damage to the product

Note: When using the epilator, make sure to place the air inlet upwards and the LCD screen downwards, which is conducive to better heat dissipation and cooling of the epilator.



Product introduction


● product brief introduction

About Hair Removal Device


- The product subversion concave hot light hair removal device, Turning medical ice hair removal technology into household and miniaturization. Innovative sapphire freezing skin care technology, effectively cools the skin, reduce skin heat, avoid sunburn and better protect skin. Sapphire plane head compresses the skin and presses down the hair follicles to make its roots closer to the more energy areas, that improve the efficiency of energy absorption of hair follicle. Sapphire plane lamp head is easy to clean and has good transparency, which bring better hair removal effect.
- The product sets 5 energy levels to meet the needs of different skin sensitivity. The machine and power supply can be separated, compact and portable, easy to store.
- This product has an integrated lamp holder that does not need to be replaced for a long life, and is suitable for multiple hair removal areas (such as: face, lips, underarms, bikini lines, arms, legs, etc.) to save you expensive lamp holder replacement costs, you have no need to buy accessories frequently and there are no hidden additional costs. In addition, it has a perfect filtering system, which can filter ineffective short wavelength and harmful light very well.

● Product structure and accessories


Product composition




Main unit



Power Cord



Manual




Adapter



Goggles

Product structure



Host

Preparation before use

● Getting started



① Thoroughly clean the skin to ensure that it is hairless, completely dry, and free from oily substances. (Residues such as perfumes, lotions, deodorants and sunscreens)

② Check that there is no dirt, hair, or other dirt remaining on the irradiation portal, and that there is no damage or abnormality. If there is dirt, please clean it up to avoid product failure, deterioration and skin problems.

③ After 2 hours of skin test, confirm the skin condition. If there is no abnormality (redness, blisters) in the irradiated area, you can safely use this product. We do not recommend any hair removal until the skin exposure test is complete.

● Irradiation intensity setting

The product has five gears of energy adjustment, which can meet the needs of different skin sensitivity and different hair colors. The following are the recommended instructions:

• Please refer to the table below to select the energy gear suitable for your skin nature and hair color.


Skin color Hair color	Skin color					
	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Pale golden	×	×	×	×	×	×
Berkellum gold/light	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Brown	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Dark brown	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Black	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

(Note: NO is the item not application)


- If you feel pain or discomfort during use, please lower the energy gear (if you feel warm or slight burning without pain, it is normal);
- People with darker skin are prone to skin allergies, so it is recommended to use it with a lower energy gear;
- For people with thick hair, it is recommended to use a higher energy gear (Gear 4 or 5); For people with little hair, it is recommended to use the lower gear (Gear 1, 2 or 3). The specific situation varies from person to person, but for the first time, Please use it from Gear 1.

How to use


● Use steps




1. Use a razor to shave off the hair in need of care




2. Connect the power cord to the adapter, Plug the power cord into the power input connector on the rear of the product




3. Insert the plug into a power outlet




4. Short press the On-off button on the side of the host to turn on the machine, and the gear and ice mode will be displayed when the machine is turned on




5. Press the ON/OFF/Gear Adjustment, the product has five gears, adjust the required depilation gear, the higher the gear, the greater the energy, the faster the effect. For the first time, it is suggested to start from Gear 1, and it can be gradually strengthened to the acceptable



6. Wear the goggles before you shave hair to protect eyes



7. Place the light outlet on the skin to be treated and apply it vertically. The hair removal sensor light will light up to indicate that it is fully in contact. Press the Lighting button to start the hair removal operation. If the white light is not turned on, it means that the lamp head is not completely attached to the skin, and the instrument will not emit light



8. After hair removal is completed, press and hold the On-off button for 1.2s to turn off the device (never pull the plug without turning off the machine to avoid damage)


● Mode introduction

• Continuous play mode (for large areas such as arms, legs):

Place the light outlet on the area to be treated on the skin and fully fit the skin. At this time, the hair removal sensor lamp will light up, indicating that the lamp head is in full contact with the skin. Long press the Lighting button, and immediately start


moving the instrument slowly and uniformly on the skin, keeping the fit with the skin, and the flash will be emitted at a certain interval. At this time, please keep the hair removal moving, and slide the hair back and forth twice in the area where hair removal is needed. To ensure that the hair removal area is covered evenly and avoid missing light.

Tip: The skin's movement speed can be adjusted according to the flash speed, so that the coverage is more uniform the flash frequency is faster in the first gear, the flash frequency is slower in the second gear, and the higher the gear, the slower the light output speed.



● **Single play mode (suitable for small areas such as fingers and lip hair):**

Place the light outlet on the area to be treated on the skin and fully fit the skin. At this time, the hair removal sensor lamp will light up, indicating that the lamp head is in full contact with the skin.




Short press the Lighting button to start hair removal. Move the lamp head to the next piece of skin, wait for the white light of the hair removal sensor lamp to light up, and then press the Lighting button to repeat the above operation in order.


Tip: At any time during the hair removal process, if your skin begins to feel overheated, just pause for a few seconds, allow the light outlet to cool down again, and then perform hair removal.

[Tips for using hair removal]

1. The continuous flash of the hair removal instrument will continuously accumulate heat. In order to keep the icing effect effective, it is recommended to use a sapphire lamp head to icing around the lightened skin area for about 30s after hair removal, and then perform the hair removal operation in the next area. This will calm the skin again with ice and make sapphire cooling better.



2, Press the lamp head tightly against the skin to make sure that the lamp head full



contact with the root of the hair follicle and the hair follicle will absorb higher energy, then achieve better hair removal effect. Sapphire freezing skin care technology, effectively cools the skin, reduces skin heat and better protects skin.

● **Life cycle**

Use 3 times a week for weeks 1-4;

Use every half or one month from 5 weeks.

Note: Please use it multiple times according to the growth of the hair. Too thick hair can be appropriately increased in gear and frequency based on this, the specific situation varies from person to person.

Care after use

● Precautions after hair removal

- It is recommended to avoid contact with water within 6 hours after the hair removal operation, and then moisturizing water can be used to moisturize the irradiated area.
- Do not use perfumes, masks, or cosmetics containing frosted beads after skin depilation. Avoid UV exposure for 24 hours after depilation, and apply sunscreen if necessary.
- Sunbathing is likely to cause skin darkening or sunburn. Irradiation at this time will cause redness, swelling, and inflammation. Therefore, during the use of this product, be careful not to be exposed to the sun, and the time to repair the sunburn is not less than 1 week.
- Artificial tanning is not allowed during the hair removal operation.
- If you need plastic surgery after hair removal (only for the hair removal area), consult your doctor.
- If you feel unwell, stop using the product and consult a physician.

● Cleaning and maintenance

In order to ensure the best results and the longest service life of the product, please clean the product before and after each epilation to avoid long-term accumulation of hair and dust. If you do not clean it properly, the product will not get its proper effect

- Before starting cleaning, the device must be switched off and unplugged to allow the machine to cool.
- Use a soft, clean and dry cloth to wipe and clean the mirror surface of the light outlet.
- Store the device in a dry, dust-free environment at -10-60 °C.
- Never wash the product and accessories in faucets and dishwashers.
- Do not use steel balls, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquids (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.



Note: If the water does not clean well, you can use a few drops of high concentration alcohol (not more than 95%) to clean the above parts,

● Environmental protection

When disposing of the product, please do not throw it with general household waste. You should send it to a designated recycling center. This is good for the environment.



FAQ

This chapter outlines the problems you may encounter when using this product. If you cannot solve the problems encountered with the following solutions, please contact the customer service center in your country/region.

- When an abnormal situation occurs or the fault cannot be eliminated, please contact the after-sales customer service in the corresponding language.
- Please keep your purchase invoice and warranty card, you will need to bring these certificates when your product fails.

Problem	Possible reason	Solution
Unable to boot normally	Power is not connected	Check if the power is plugged in
Unable to emit light	Whether the temperature of the host head and the body is too high Whether the head is close to the skin	Wait for the machine to cool down before using it. Hold the host close to the skin until the light indicator lights up
The work indicator is off	Bad machine contact	Check if the power supply is working properly. Repair or return product immediately
Odor appears when flashing	Filter is contaminated Hair residue on body surface	Wipe filter Shaving hair and reducing light intensity
Unbearable pain during hair removal	Did not shave off the hair to be removed	Before using this product, please shave off the hair to be irradiated. If shaving causes skin irritation, cut your hair as short as possible and use it in a comfortable position
	Hair removal site is prohibited to use this product	Do not use this product for inner labia, vagina, anus, nipples, and areola. Men do not use this product on the face or penis
	Light intensity is too high	Reduce light intensity to a comfortable level
	The light transmission window is damaged	Repairer return product immediately
After using, the hair removal area turns red	A slight reddening is normal and harmless to the body, and it will soon fade	Use aloe vera gel to soothe the skin or use a sapphire lamp head for ice soothing
Unsatisfactory hair removal effect	You use a light intensity level that is too low for you	Please choose a higher gear next time
	Missing flash areas on the hair removal area	Flashes in close proximity and there should be some overlap between the flash areas
	This device has no effect on your hair color	If your hair is pale blonde, gray, red, and white, the exposure will not be effective
	Insufficient frequency of use of this equipment	To successfully remove all hair, we recommend that you follow the recommended irradiation regimen
	Your response to light exposure is slow	This product should be used continuously for at least 5 months, as it can still suppress hair regeneration during this period
The product becomes hot and humid during use	May be due to long-term instrument operation May be due to long-term instrument operation	Turn off the instrument and let it stand, and then let it cool down before using it

Warranty Regulations

- The warranty period of this product may vary according to the country in which it is sold, and we will try to extend it as far as possible under the laws of that country.
- The warranty period for this product is 1 year from the date of purchase. The power supply and accessories are guaranteed for one year from the date of purchase.
- If the instrument has quality problems during the warranty period, Ulike will repair or replace it free of charge. However, machine damage caused by improper use or improper operation is not covered by the warranty. Ulike will replace the damaged part or the old one at the cost price. The old instrument is owned by Ulike.
- Please present your warranty card when you need a warranty. The Ulike products warranty date is based on the date when you purchased it. If you do not have a purchase date, it will be calculated based on the factory date

In the following cases, Ulike may not provide warranty or return

Ulike is not responsible for reissuing the purchase invoice and warranty card for you, please keep your purchase invoice and warranty card for yourself

- 1.For product damage caused by unpredictable events such as fire, earthquake, and flood.
- 2.Instrument failure and damage caused by your negligence, misuse, or use under other abnormal conditions.
- 3.Damage to the instrument caused by improper disassembly and storage (such as rodent damage or liquid penetration).
- 4.Damage caused by mandatory use of the product in a non-product use environment, including but not limited to exceeding the workload.
- 5.Product damage caused by other conditions that Ulike cannot control.
- 6.For the function of this product or the incidental damage to its use (such as loss of your business benefits, business interruption, other losses caused by the use of the instrument, the cost of using this product to replace equipment, devices or services, your customer claims Etc.), Ulike assumes no responsibility for this.

For the type and extent of the accident, Ulike will bear it according to relevant laws and regulations.



7210900139

V0

B00

此處為供應商程式碼，由供應商自行修改。

Air Series

IPL Hair Removal Device

CMJ

תודה שבחרת ב-Ulike.
Ulike, שנוסדה בשנת 2013, התמקדה במכשירי
הסרת שיער IPL ביתיים מהיום הראשון.
אנו מאמינים שהסרת שיער צריכה להיות חוויה
בטוחה,
חלקה וכמעט ללא כאבים.
והמכשיר הזה הולך להיות מערכת הסרת השיער
שאתה אוהב.

לפני השימוש במכשיר, אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש,
כולל כל התוויות נגד, האזהרות ומידע הבטיחות, ושמור אותו לעיון עתידי.
האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד.

אמצעי בטיחות

● שים לב!

- אין למרוח ג'ל או מוצרי טיפוח (ג'ל אלוורה וכו') לפני השימוש.
- הקפידו להרכיב ולהשתמש במוצר בהתאם לתקנות הכלולות במדריך ההוראות.
- אנא קרא את "מדריך ההוראות" בעיון ושמור אותו לעיון עתידי.
- אם יש לך שאלות במהלך השימוש, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות המקוון בשפה הנדרשת.
- ⊗ סכנה: תוכן הקשור לפציעה אישית עקב פעולה לא נכונה
- ⚠ אזהרה: תוכן מסוכן עקב פעולה שגויה
- ⚠ זהירות: תוכן הקשור לבטיחות אישית או לנזק לרכוש עקב פעולה לא נכונה

⊗ סכנה!

- אין להשתמש במכשיר ישירות לעיניים, אחרת מקור האור החזק הנפלט מהמוצר עלול לגרום לנזק לעיניים;
- במצב עבודה רגיל, אל תתאים ישירות לשקע הצד, אחרת הטמפרטורה של השקע עלולה לגרום לכוויות בעור;
- במצב עבודה רגיל, אין להכניס חפצים למוצר, אחרת זה עלול לגרום נזק לגוף האדם;
- אין כרגע נתונים לשימוש על ילדים מתחת לגיל 15, לכן אסור לילדים מתחת לגיל 15 לגעת או להשתמש בו. נא להרחיק מילדים מתחת לגיל 15 בעת השימוש במוצר.

⚠ אזהרה!

- תופעות שליליות עלולות להיגרם אם לא יקפידו על ההוראות;
- אין למרוח אנטי-פרספירנט מיד לאחר הקרנת בית השחי;
- למניעת הכוויה וכשל בעת השימוש, נא לאשר ולנקות באופן קבוע את הלכלוך של יציאת ההקרנה;
- אין למקם את יציאת ההקרנה ליד פריטים שקל לבטל את המגנטיות, אחרת היא עלולה לגרום לכשל ולנזק;
- אין להשתמש בו כאשר פתח האוורור חסום, אחרת הוא עלול לגרום לעשן ואש;
- לפעולה רגילה של המוצר, נא לא לכוון את יציאת ההקרנה לעבר עצמים שחורים;
- למניעת השחרה, שינוי צבע ושבירה, אין להקרין בגדים, שיער או פריטים אחרים;
- אין להשתמש במוצר על חיות מחמד, אחרת זה עלול לגרום לפציעה;
- זה עלול לגרום לנזק לעיניים (עלול לעיוורון) או לעור אם לא מקפידים על הוראות. אנא קרא ופעל לפי ההוראות;

- אין להרכיב או לעשות שימוש חוזר על שטח פנים, הימנע משימוש מופרז, או תדירות מופרזת, שעלולים לגרום לנזק לעור שלך;
- שימוש לרעה עלול לגרום לנזק לעיניים, נא להגן על העיניים מפני חשיפה, אין להשתמש במוצר מעל העפעפיים או ליד העיניים;
- אין להתעלם ממנגנוני הבטיחות הטבועים במוצר. למשל, הרכיבה הנכונה של המשקפיים, הדרך הנכונה להתאמה לעור וכו';
- נא לבצע בדיקת עור לפני השימוש, ולאשר את מצב העור לאחר בדיקה של שעותיים. אתה יכול להשתמש במוצר אם אין חריגות (אדמומיות או שלפוחיות) באזור המוקרן;
- במהלך השימוש, נא ללבוש את המשקפיים ולמקם את חלון האפילציה קרוב לעור לצורך פעולת האפילציה;
- לאחר השימוש, נא לנגב את מוצרי טיפוח השיער והעור המחוברים למכשיר הפילטור כדי למנוע כשל ונזק לעור;
- אנא עקוב אחר ההוראות, הרכיב משקפי מגן כראוי כדי להשתמש במוצר, כדי למנוע גירוי אור חזק;
- נא להגדיר את עוצמת הקרינה בהתאם למצב העור שלך, ולהקפיד להשתמש בה מ-Gear 1 בפעם הראשונה;
- אם העור מעט חם ואדום לאחר השימוש, זה נורמלי;
- לא ניתן להשאיר את המוצר ללא השגחה לאחר הפעלתו, ובבקשה כבה אותו בזמן לאחר השימוש;
- נקו את העור כדי לוודא שהוא נקי משאריות שיער, יבש לחלוטין וללא חומרים שומניים ובתמים;
- אם הפרש טמפרטורת סביבת ההפעלה מגיע ליותר מ-20 מעלות (מסביבת טמפרטורה נמוכה לסביבת טמפרטורה גבוהה, או להיפך), נא לכבות אותה ולהמתין כשעתיים לפני השימוש בו שוב;
- אין להשתמש במוצר ליד חפצים דליקים ונפצים (כולל מרססים, תחנות דלק וכו'), העלולים לגרום לשריפה, לפציעת התחשמלות וסכנות אחרות;
- טמפרטורת הסביבה של הפילטור היא 5-30 מעלות צלזיוס. נא לאשר את טמפרטורת החדר לפני השימוש;
- נא להימנע מקרינה אולטרה סגולה ישירה על החלק המוקרן תוך 24 שעות לאחר ההקרנה;
- אין לחשוף את המוצר לשמש או להניח אותו תחת אור אולטרה סגול לזמן ממושך, דבר שיגרם נזק חמור למוצר;
- אם המאוורר המובנה אינו פועל לאחר הפעלת החשמל (לא נשמע צליל זמזום), אל תשתמש בו, אחרת הוא עלול לגרום לכשלים כגון עשן, אש וכו';
- אין להשתמש בו באמבטיה, במקלחת או במקומות אחרים ליד המים מקור;
- נא לשמור את המוצר ואת מתאם החשמל יבשים;
- בעת שימוש במוצר, לא מומלץ להשתמש בו לאורך זמן. נא לכבות אותו למשך 10 דקות לאחר השימוש בו למשך שעה;
- אם המעטפת, העדשה או ספק הכוח פגומים, אנא הפסק להשתמש במוצר מיד. אין לתקן את המוצר ללא אישור. יש לתקן אותו על ידי צוות מקצועי ממחלקת התחזוקה של היצרן או מחלקה דומה.



● אוכלוסייה ומצב לא מתאים

- השימוש במוצר עלול לגרום לאי נוחות או השפעות שליליות על אנשים הסובלים מאלרגיות, אנשים הסובלים ממחלות עור ודלקת עור אלרגית, אנשים עם עור רגיש וכו'. אם מתרחשות תופעות לוואי כלשהן במהלך השימוש, נא להפסיק את השימוש במוצר מיד;
- אין להשתמש במוצר באזורים עם שלמות עור פגומה (כגון כוויות, שלפוחיות, חתכים, פצעים, מחלות עור פעילות או זיהומים);
- אם אתם נוטלים תרופות רגישות לאור לטיפולם חשובים, נדרשת ייעוץ רפואי לפני השימוש במוצר, אחרת השימוש במוצר עלול לפגוע בעור;
- לא מתאים לנשים בהריון, נשים מניקות, וסת נשים, צלקות גוף, סוכרת, עור שבר ועור רגיש לאור;
- מחלות לב חמורות, יתר לחץ דם בינוני עד חמור, גידולים ממאירים, פוליקוליטיס, מחלות עור זיהומיות, עור שרוף והפרעות נוגדות קרישה אסורות;
- אין להשתמש אם יש לך חילוף חומרים לא תקין של קולגן, כולל היסטוריה של צלקות וריפוי פצעים לקוי;
- חולים עם מחלות כלי דם, כגון דליות והרחבת כלי דם באתר ההקרנה;
- אין להשתמש אם העור שלך רגיש לאור ונוטה לפריחה או אלרגיות;
- נא לא להשתמש בו אם האזור המוקרן שלך נגוע, חולה בהרפס סימפלקס, נגעים בעור והמטומה אסורה;
- דיכוי מחלות תגובה חיסונית (כולל זיהום ב-HIV, לופוס אריתמטוסוס, פורפיריה וכו') אסור;
- חל איסור על כל חולה עם הפרעת דימום, ואסור על מי שמשמש באיזוטריטנואין, חומצת פרי (AHA), חומצה סליצילית (BHA) או חומצה אזלאית;
- נא להשתמש במוצר זה בזהירות למי שמשמש בהסרת שיער כימית תוך 30 יום, לאלה שהשתמשו במוצרים להלבנת עור בזמן קצר, או לאלה שהשתמשו במרכיבי ויטמין A;
- אין להשתמש עם מוצרי שמן אתרים בו זמנית. אנא ודא שהעור באזור הבהיר נקי ויבש, וללא שימוש בקרמים, חומרי סיכה ומוצרי קוסמטיקה אחרים;
- אם משטח העור אינו נקי ויבש, הדבר עלול להשפיע על חווית השימוש במוצר ואף לפגוע במוצר;
- אסור במהלך נטילת תרופות אספירין, שימוש בתרופות מדכאות חיסון, איזוטריטנואין ותרופות נוספות. השימוש האחרון בתרופות רגישות לאור אסור (כגון טטרציקלין וסולפה);
- המוצר אסור לשימוש למי שהזדיקו לאחרונה חומרי מילוי ורעלים.

● אין להשתמש בחלקי הגוף הבאים או בתנאים הבאים

1/ תוך-פה, איברי המין, רירית וכו'.	6/ אזור אקנה	11/ בתוך הטבור
2/ ניתוח פלסטי	7/ כתמים ושומות	12/ וריד גדול
3/ קשר גרון	8/ גבות, שיער	13/ קעקוע, ציור גוף
4/ גלגל עין, עפעף, מסביב לעיניים	9/ אוזן	
5/ ראש	10/ פטמה, אראולה	

(הערה: רשימה זו אינה ממצה, אם אינכם בטוחים האם ניתן להשתמש במוצר זה, אנו ממליצים להתייעץ עם רופא)


● לאחר השימוש במוצר, עלולות להיגרם תופעות הלוואי הבאות:

1/ כוויות בעור	3/ בצקת ושלפוחית של זקיקי שיער	5/ גירוד וכאב
2/ אדמומיות ונפיחות מקומיים	4/ אריתמה ופיגמנטציה	6/ צלקת

(הערה: הרשימה אינה ממצה; אם אתם חווים אי נוחות אחרת, מומלץ להתייעץ עם שירות לקוחות או חפא)

⚠ תשומת לב

1. אין להשתמש במוצר לטיפול במחלות
 2. לא מומלץ להסיר שיער לבן או אפור
 3. לעור כהה טבעי, נא לא להשתמש במוצר
 4. אל, אל תחשוף את עצמך לשמש לפני הסרת שיער
 5. בעת השימוש בפעם הראשונה, אנא הקפד להתחיל מ-Gear 1 ולבחור אזור קטן על הזרוע שלך כדי לבדוק את תגובת העור
 6. וודאו שחלון האפילציה קרוב לעור בעת האפילציה, ולאחר מכן בצע פעולת האפילציה
 7. אין להשתמש בו בסביבה חשוכה
 8. למניעת כשל במכונה, נא לא להשתמש באור שמש ישיר
 9. אין להכות ולנער את המוצר באלימות
 10. אין לנתק את התקע מבלי לכבות אותו; אחרת זה עלול לגרום נזק למוצר
- הערה: בעת השימוש במכשיר הדפילטור, הקפד למקם את כניסת האוויר כלפי מעלה ואת מסך ה-LCD כלפי מטה, דבר המסייע לפיזור חום טוב יותר ולקירור של המסך.



מבוא למוצר

● היכרות קצרה עם המוצר


- מכשיר להסרת שיער , עם טכנולוגיית קירור להסרת שיער לבית .
טכנולוגיה חדשנית קירור ספיר, מקררת ביעילות את העור, מפחיתה את חום העור, נמנעת מכוויות ומגינה טוב יותר על העור. ראש ספיר דוחסולחץ על זקיקי השיער כדי להפוך את שורשיו קרבים יותר לאזורי האנרגיה, המשפרים את היעילות של ספיגת האנרגיה של זקיקי השיער. ראש מנורת ספיר קל לניקוי ויש לו שקיפות טובה, מה שמביא אפקט הסרת שיער טוב יותר.
- המוצר מגדיר 5 רמות אנרגיה כדי לענות על הצרכים של רגישות עור שונה. המכונה וספק הכוח ניתנים להפרדה, קומפקטיות וניידות, קלים לאחסון.
- למוצר זה מחזיק מנורה משולב שאין צורך בהחלפה לאורך חיים ארוכים, והוא מתאים למספר אזורי הסרת שיער (כגון: פנים, שפתיים, בתי השחי, קווי ביקיני, ידיים, רגליים וכדומה) חוסך עלויות והחלפת מנורות יקרות, אין לך צורך לקנות אביזרים לעתים קרובות ואין עלויות נוספות נסתרות. בנוסף, יש לו מערכת סינון מושלמת, שיכולה לסנן היטב אורך גל קצר ואור מזיק לא יעיל.

● מבנה המוצר ואביזרים


הרכב המוצר




יחידה ראשית



כבל חשמל



מתאם




מדריך



משקפי מגן

מבנה המוצר



הכנה לפני השימוש

● מתחילים



- ① נקה היטב את העור כדי להבטיח שהוא נטול שיער, יבש לחלוטין וללא חומרים שומניים. (שאריות כגון קרמים, דאודורנטים ומסנני קרינה)
 - ② בדוק שאין לכלוך, שיער או לכלוך אחר על מקום ההקרנה, ושאין נזק או חריגה. אם יש לכלוך, נא לנקות אותו כדי למנוע כשל במוצר, הידרדרות ובעיות עור.
 - ③ לאחר שעתיים של בדיקת עור אם אין חריגות (אדמומיות, שלפוחיות) באזור המוקרן, אתה יכול להשתמש במוצר זה.
- לא ממליצים על הסרת שיער עד לסיום בדיקת החשיפה לעור.

● הגדלת עוצמת הקרנה


- למוצר יש חמישה הילוכים של התאמת אנרגיה, שיכולים לענות על הצרכים של רגישות עור שונה וצבעי שיער שונים. להלן ההנחיות המומלצות:
- אנא עיין בטבלה למטה כדי לבחור את ציוד האנרגיה המתאים לאופי העור ולצבע השיער שלך.

צבע עור \ צבע שיער	לכן	בד'	חום בהיר	חום בינוני	חום כהה	חום שחור וכהה יותר
לבן/אפור	×	×	×	×	×	×
אדום	×	×	×	×	×	×
זהוב חיוור	×	×	×	×	×	×
זהב/בהיר	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
חום	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
חום כהה	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
שחור	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×


- אם אתה מרגיש כאב או אי נוחות במהלך השימוש, נא להוריד את הילוך האנרגיה (אם אתה מרגיש חם או צריבה קלה ללא כאב, זה נורמלי);
- אנשים בעלי עור כהה יותר נוטים לאלגיות עור, לכן מומלץ להשתמש בו עם הילוך אנרגטי נמוך יותר;
- לאנשים עם שיער עבה, מומלץ להשתמש בהילוך אנרגיה גבוה יותר (הילוך 4 או 5);
- לאנשים עם מעט שיער, מומלץ להשתמש בהילוך התחתון (הילוך 1, 2 או 3). המצב הספציפי משתנה מאוד לאדם, אבל בפעם הראשונה, אנא השתמש בו מ-Gear 1.

כיצד להשתמש


● שימוש לפי השלבים הבאים




1. השתמשו בסכין גילוח כדי לגלח את השיער הזקוק לטיפול




3. הכנס את התקע לשקע חשמל




5. לחץ על ON/OFF/Gear Adjustment, למוצר יש חמישה הילוכים, התאם את ציוד האפילציה הנדרש, ככל שההילוך גבוה יותר, האנרגיה גדולה יותר, כך ההשפעה מהירה יותר. בפעם הראשונה, מומלץ להתחיל מגיר 1, וניתן לחזק אותו בהדרגה



7. הנח את שקע האור על העור לטיפול ומרחי אותו בצורה אנכית. נורית חיישן הסרת השיער תידלק כדי לציין שהוא במגע מלא. לחץ על כפתור התאורה כדי להתחיל את פעולת הסרת השיער. אם האור הלבן לא נדלק, זה אומר שראש המנורה לא מחובר לגמרי לעור, והמכשיר לא יפלוט אור




6. הרכיבו את המשקפיים לפני גילוח השיער כדי להגן על העיניים



8. לאחר השלמת הסרת השיער, לחץ והחזק את כפתור ההדלקה למשך 1.2 שניות כדי לכבות את המכשיר (לעולם אל תמשוך את התקע מבלי לכבות את המכונה כדי למנוע נזק)


● מצב

• מצב רציף (עבור אזורים גדולים כגון ידיים, רגליים):
הנח את יציאת האור על האזור המיועד לטיפול על העור והתאים את העור במלואו. בשלב זה, מנורת חיישן הסרת השיער תידלק, מה שמצביע על כך שראש המנורה נמצא במגע מלא עם העור. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור התאורה, והתחל מיד



הזזת המכשיר באיטיות ובאחידות על העור, תוך שמירה על התאמה לעור, והפלאסן ייפלט במרווח מסוים. בשלב זה, אנא השאר את הסרת השיער בתנועה, והחלק את השיער קדימה ואחורה פעמיים באזור שבו יש צורך בהסרת שיער. כדי להבטיח שאזור הסרת השיער מכוסה באופן שווה ולהימנע מחסר אור.
טיפ: ניתן להתאים את מהירות התנועה של העור בהתאם למהירות ההבזק, כך שהכיסי יהיה אחיד יותר תדר ההבזק מהיר יותר בהילוך הראשון, תדר ההבזק איטי יותר בהילוך השני, וככל שההילוך גבוה יותר, כך ההילוך איטי יותר. מהירות פלט האור.


● מצב בודד (מתאים לאזורים קטנים כגון אצבעות ושיער מעל שפתיים):
הנח את יציאת האור על האזור המיועד לטיפול על העור והתאים את העור במלואו. בשלב זה, מנורת חיישן הסרת השיער תידלק, מה שמצביע על כך שראש המנורה נמצא במגע מלא עם העור.




לחץ קצר על כפתור התאורה כדי להתחיל בהסרת השיער. הזז את ראש המנורה לפיסת העור הבאה, המתן עד שהאור הלבן של מנורת חיישן הסרת השיער יידלק, ולאחר מכן לחץ על לחצן התאורה כדי לחזור על הפעולה שלעיל לפי הסדר.
טיפ: בכל עת במהלך תהליך הסרת השיער, אם העור שלך מתחיל להרגיש מחומם יתר על המידה, פשוט השהה לכמה שניות, תן לשקע האור להתקרר שוב, ולאחר מכן בצע הסרת שיער.

[טיפים לשימוש בהסרת שיער]

1. ההבזק המתמשך של מכשיר הסרת השיער יצבור חום ללא הרף. על מנת לשמור על אפקט אפקטיבי, מומלץ להשתמש בראש מנורת ספיר לציפוי סביב אזור העור הבהיר למשך כ-30 שניות לאחר הסרת השיער, ולאחר מכן לבצע את פעולת הסרת השיער באזור הבא. זה ירגיע את העור שוב עם קרח ויגרום לקירור ספיר טוב יותר.



2. לחץ את ראש המנורה בחוזקה אל העור כדי לוודא שראש המנורה מלא



מגע עם שורש זקיק השערה זקיק השערה יספוג אנרגיה גבוהה יותר, ואז ישיג אפקט הסרת שיער טוב יותר. טכנולוגיית טיפוח העור הקפאת ספיר, מקררת ביעילות את העור, מפחיתה את חום העור ומגינה טוב יותר על העור.

● מחזור חיים

השתמש 3 פעמים בשבוע במשך השבועות 1-4;

השתמש כל חצי או חודש מ 5 שבועות.

הערה: נא להשתמש בו מספר פעמים בהתאם לצמיחת השיער. שיער עבה מדי ניתן להגדיל בצורה מתאימה בהילוך ובתדירות בהתבסס על זה, המצב הספציפי משתנה מאדם לאדם.

טיפול לאחר השימוש

● אמצעי זהירות לאחר הסרת שיער

- מומלץ להימנע ממגע עם מים תוך 6 שעות לאחר פעולת הסרת השיער, ולאחר מכן ניתן להשתמש במי לחות להענקת לחות לאזור המוקרן.
- אין להשתמש בבושמים, במסכות או במוצרי קוסמטיקה המכילים חרזים חלביים לאחר הסרת שיער. הימנע מחשיפה ל-UV למשך 24 שעות לאחר הסרת הפילציה, ומרחי קרם הגנה במידת הצורך.
- שיזוף עשוי לגרום להתכהות העור או כוויות שמש. הקרנה בשלב זה תגרום לאדמומיות, נפוחות ודלקת.
- לכן, במהלך השימוש במוצר זה, היזהר לא להיחשף לשמש, והזמן לתיקון כוויות השמש הוא לא פחות משבוע.
- שיזוף מלאכותי אסור במהלך פעולת הסרת השיער.
- אם את זקוקה לניתוח פלסטי לאחר הסרת שיער (רק לאזור הסרת השיער), התייעץ עם הרופא שלך.
- אם אתה מרגיש לא טוב, הפסק את השימוש במוצר והתייעץ עם רופא.

● ניקיון ותחזוקה

- על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר ואת חיי השירות הארוכים ביותר של המוצר, נא לנקות את המוצר לפני ואחרי כל אפילציה כדי למנוע הצטברות ארוכת טווח של שיער ואבק. אם לא תנקה אותו כראוי, המוצר לא יקבל את האפקט הראוי שלו.
- לפני תחילת הניקוי, יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כדי לאפשר למכונה להתקרר.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנגב ולנקות את משטח המראה של שקע האור.
- אחסן את המכשיר בסביבה יבשה נטולת אבק ב-60-10 מעלות צלזיוס.
- לעולם אל תשטוף את המוצר והאביזרים בברזים ומדיחי כלים.
- אין להשתמש בכדורי פלדה, בחומרי ניקוי שוחקים (משחת שיניים וכו') או במוזלים קורוזיביים (בנדין, שמן מנוע, אצטון וכו') לניקוי המוצר.
- הערה: אם המים אינם מנקים היטב, ניתן להשתמש בכמה טיפות של אלכוהול בריכוז גבוה (לא יותר מ-95%) לניקוי החלקים הנ"ל.



● הגנת הסביבה



- בעת השלכת המוצר, נא לא לזרוק אותו איתו פסולת ביתית כללית. אתה צריך לשלוח את זה לא מרכז מיחזור ייעודי. זה טוב לסביבה.

שאלות נפוצות

פרק זה מתאר את הבעיות שאתה עלול להיתקל בהן בעת השימוש במוצר זה. אם אינך יכול לפתור את הבעיות שנתקלת בפתרונות הבאים, אנא פנה למרכז שירות הלקוחות במדינה/אזור שלך.

- כאשר מתרחש מצב חריג או לא ניתן לבטל את התקלה, אנא פנה לשירות הלקוחות לאחר המכירה בשפה המתאימה.
- אנא שמור את חשבונית הרכישה ותעודת האחיות שלך, תצטרך להביא אישורים אלה 14 כאשר המוצר שלך נכשל.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא מצליח לאתחל	חשמל לא מחובר	בדוק אם החשמל מחובר לחשמל
לא מסוגל לפלוט אור	האם הטמפרטורה של ראש המארח והגוף גבוהים מדי האם הראש קרוב לעור	המתן עד שהמכונה תתקרר לפני השימוש בה. החזק את המארח קרוב לעור עד שמחונן האור נדלק
מחונן העבודה כבוי	מגע רע במכונה	בדוק אם ספק הכוח תקין תקן או החזר את המוצר מיד
ריח מופיע כאשר מהבהב	המסנן מזוהם שאריות שיער על פני הגוף	נגב מסנן גילוח שיער והפחת עוצמת האור
כאב בלתי נסבל במהלך הסרת שיער	לא גולח השיער לפני	לפני השימוש במוצר זה, נא לגלח את השיער להקרנה. אם הגילוח גורם לגירוי בעור, חתוך את שיערך קצר ככל האפשר והשתמש בתנוחת אירינה נוחה
	באתר להסרת שיער חל איסור להשתמש במוצר זה	אל תשתמש במוצר במקומות כגון הנרתיק, פי הטבעת, הפטמות והפין. גברים אין להשתמש במוצר זה על הפנים.
	עוצמת האור גבוהה מדי	הפחת את עוצמת האור לדמה נוחה
לאחר השימוש, אזור הסרת השיער הופך לאדום	חלון העברת האור פגום	התיקון יחזיר את המוצר מיד
	אדמוניות קלה היא נורמלית ואינה מדיקה, לטף, והיא תדעך בקרוב	השתמש בגלל אלורה כדי להגיע את העור או השתמש בראש מנורת ספיר להרגעת הקרח
אפקט הסרת שיער לא מספק	אתה משתמש ברמת עוצמת אור נמוכה מדי עבורך	אנא בחר הילוך גבוה יותר בפעם הבאה
	חסרים אזורי הבק באזור הסרת השיער	מהבהב בסמיכות וצריכה להיות חפיפה מסוימת בין אזורי ההבק
	למכשיר זה אין השפעה על צבע השיער שלך	אם השיער שלך בלובדיני חיזור, אפוא, אדום ולבן, החשיפה לא תהיה יעילה
	תדירות לא מספקת של שימוש	כדי להסיר בהצלחה את כל השיער, אנו ממליצים לך לעקוב אחר הנחיות ההקדמה המומלצות
	התגובה שלך לחשיפה לאור איטית	יש להשתמש במוצר זה ברציפות לפחות 5 חודשים, מכיוון שהוא עדיין יכול לדכא את התחדשות השיער במהלך תקופה זו
המוצר הופך חם ולח במהלך השימוש	יכול להיות בגלל פעולת המכשיר לטווח ארוך יכול להיות בגלל פעולת המכשיר לטווח ארוך	כבה את המכשיר ותן לו לעמוד, ולאחר מכן תן לו להתקרר לפני השימוש בו

תקנות אחריות

- תקופת האחריות של מוצר זה עשויה להשתנות בהתאם למדינה בה הוא נמכר, ואנו נשתדל להרחיב אותה ככל שניתן על פי חוקי אותה מדינה.
- תקופת האחריות למוצר זה היא שנה אחת מתאריך הרכישה. ספק הכוח והאביזרים מובטחים למשך שנה אחת מתאריך הרכישה.
- אם יש למכשיר בעיות איכות במהלך תקופת האחריות, Ulike תתקן או תחליף אותו ללא תשלום. עם זאת, נזק למכונה שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון או פעולה לא תקינה אינו מכוסה על ידי האחריות. Ulike תחליף את החלק הפגום או את הישן במחיר העלות. הכלי הישן הוא בבעלות Ulike.
- הצג את תעודת האחריות שלך כאשר אתה צריך אחריות. תאריך האחריות של יצרני Ulike מבוסס על התאריך שבו רכשת אותו. אם אין לך תאריך רכישה, הוא יחושב על סמך תאריך היצרן
- במקרים הבאים, ייתכן ש-Ulike לא תספק אחריות או החזרה Ulike אינה אחראית להנפקה מחדש של חשבונות הרכישה ותעודת האחריות עבורך, נא לשמור את חשבונות הרכישה ותעודת האחריות שלך לעצמך
- 1. לנזק למוצר שנגרם כתוצאה מאירועים בלתי צפויים כגון שריפה, רעידת אדמה ושיטפון.
- 2. כשל במכשיר ונזק שנגרמו מרשלנות, שימוש לרעה או שימוש בתנאים חריגים אחרים.
- 3. נזק למכשיר שנגרם מפירוק ואחסון לא נאותים (כגון נזק למכרסמים או חדירת נוזלים).
- 4. נזק שנגרם משימוש חובה במוצר בסביבה שאינה שימוש במוצר, לרבות אך לא רק חריגה מעומס העבודה.
- 5. נזק למוצר שנגרם מתנאים אחרים ש-Ulike לא יכולה לשלוט בהם.
- 6. לתפקוד של מוצר זה או לנזק מקרי לשימוש בו (כגון אובדן ההטבות העסקיות שלך, הפרעה עסקית, הפסדים אחרים שנגרמו מהשימוש במכשיר, עלות השימוש במוצר זה להחלפת ציוד, התקנים או שירותים, טוען הלקוח שלך וכו'), Ulike לא נוטלת אחריות על כך.
- לסוג והיקף התאונה, Ulike תישא בה בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

מספר חשבונית	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

BDK GROUP בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולת התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכו'.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.



לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR וזמלא את פרטיך. ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה www.bdk-group.com בלשונות הרשמה לאחריות.

Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם



רח' יחיאל דרזנר 9, פתח תקוה | טל. 077-6170059 | פקס 077-3225909 | www.bdk-group.com