




## PRODUCT DESCRIPTION

REGLOW LED FACE MASK

USER MANUAL



Please read this user manual carefully before using the product.



ENGLISH ————— 02

Hebrew ————— 16





Thank you for choosing our product.  
To ensure safe and proper use, please  
carefully read this manual and follow  
its instructions. The images in this  
manual are for illustrative purposes  
only, which may differ from the actual  
product.

For any issues during use, please contact our customer service at:  
[seasupport@ulike.com](mailto:seasupport@ulike.com).

## I . Safety Precautions

### ● Important notes

- Please assemble and use the product in accordance with the User Manual.
- Please carefully read the User Manual and keep it for future reference.
- If you have any questions or concerns during use, please contact our online customer support.

❗ **Danger:** Improper use of this device may cause injury.

⚠ **Caution:** Improper use of this device may cause injury or property damage.

ⓘ **Warning:** Improper use of this device may lead to dangerous situations.

⚠ **Caution:** Improper use of this device may cause injury or property damage.

ⓘ **Warning**

Do not use the device under the following conditions. Failure to comply may cause accidents or harm to skin and body.

- If you have a pacemaker, defibrillator, or other implanted medical device.
- If you are under the influence of alcohol, drugs, or medication that may impair your judgment or ability to operate the device safely.
- If you have a reduced or impaired sensation of temperature or pain in the area of application.
- If you have an autoimmune disease.

※ **If you have had surgery within the past 2 weeks, consult your doctor before using the device. Before using this device, consult a medical professional if you have any of the following conditions. Using this device without proper consultation may cause harm to your skin and body.**

- An acute illness, infectious disease, malignant tumor, high blood pressure, blood disease, fever, or febrile illness.
- Sensory impairment due to severe peripheral circulatory dysfunction (e.g., diabetes), nerve damage, skin disease, or atopic dermatitis, or if you are pregnant or breast feeding
- A hospital outpatient status and taking medication, a pre-existing skin condition, such as an allergic constitution or contact dermatitis, or a concern about your skin when using this device.

Follow these precautions to avoid possible damage to your skin and body.

- Do not use the device for an extended period of time or over the same area more times than recommended.

- Stop using the device immediately if you experience discomfort or adverse effects, such as an allergic reaction, skin disease, allergic dermatitis, or sensitive skin.

- Follow the user manual instructions carefully. Failure to do so may result in adverse effects.

This device contains a rechargeable battery, which may overheat, catch fire, or explode if not handled properly. To prevent these risks, follow these safety guidelines.


- Do not charge, use, or place the device near an open flame and heating devices or in any high-temperature environments.
- Keep out of reach of children. Do not use on children or allow children to use the device, as this may cause accidents or injury.
- Avoid use on those who cannot express their intentions, and do not allow disabled individuals to use the device unattended as this may cause accidents.
- Use only as directed in this manual.
- Do not use near flammable substances such as alcohol, thinner, gasoline, nail polish remover, or hair spray as this may cause fire, electric shock, or injury.

**⚠ CAUTION**

- Do not damage, process, bend by force, pull, twist, or bundle the cord. Do not place heavy objects on the cord or allow it to get pinched in between other objects as this may damage the cord and cause a fire or electric shock.
- Do not use a damaged Type-C charging cable or loose socket to avoid potential electric shock, short circuit, or fire. Consult the distributor or after-sales service if repair is needed.
- Keep the main unit and charger dry; do not wash them with water.
- Do not use near water sources, or while in the bath or shower to avoid potential electric shock, short circuit, or fire.
- Do not disassemble, repair, or modify this device in any way as this may cause fire, electric shock, or injury. Consult the distributor or after-sales service if repair is needed. Use an adapter that complies with national standards and holds CQC/CCC certification, with a rated input voltage of DC 5V and output power ranging from 5W to 15W.
- Do not use the device while charging.
- Do not place the device near fire, under direct sunlight, or in humid places such as the bathroom. Do not place near heating devices as this may cause overheating, fire, or even explosion. Immediately stop charging in case of abnormal situations such as smoke or an unusual noise or odor.
- Do not use if you have any unusual skin condition such as a rash, irritation, or itching. Avoid excessive or continuous use of the device.
- Stop using the device and unplug it from the socket immediately if you notice any abnormal odor or unusual overheating. This may indicate damage to the device or a risk of fire.
- Before charging, make sure the power plug and socket are free from moisture to avoid potential electric shock, short circuit, or fire.
- Be sure to turn off the device when not in use or when being cleaned to avoid potential electric shock, short circuit, or fire.
- Do not use the device if it has been damaged, dropped, or subjected to a strong impact. This may affect the performance of the device or cause injury.
- Do not wipe the main unit with alcohol, thinner, gasoline, nail polish remover, or any solvents which could damage the surface of the device.

- Place the device on a stable and flat surface when not in use. Avoid dropping or subjecting the device to impact as this may cause malfunction or injury.
- If you see any abnormal skin reaction during or after use, stop using the device and consult a doctor.
- Do not look directly at the LED lights to prevent possible eye discomfort.
- In the event of a power outage, turn off the device and unplug it from the socket immediately. This will prevent accidents or damage to the device when the power is restored.
- Pay attention to your skin's condition while using the device. If you feel skin fatigue or any unusual sensations, stop using it immediately. If the condition persists the next day, consult a doctor as soon as possible.
- The appliances are not to be used by :
  - Persons suffering from sunburn
  - Persons under medical care for diseases that involve photosensitivity;
  - Persons receiving photosensitising medications
  - Persons having a first-degree relative with a history of melanoma;
  - when the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the
- Proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off;
- The appliance should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,
- Sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
- Instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## II. Product description and accessories




LED Mask




Rechargeable  
Remote




Type-C charging cable



User Manual





#### Charging the device

The device consists of a LED facemask and a rechargeable remote. You only need to charge the rechargeable remote, as it will power the main unit automatically.

To charge the rechargeable remote, connect the Type-C charging cable to the charging port on the remote. Plug the other end of the cable into a compatible power adapter (not included).

The charging indicator on the remote shows the battery status of the device:

- When the device is on, a flashing red light indicates that the battery is low and needs charging. While charging, the red light stays solid. When the battery is fully charged, the light turns green.

- When the device is off, you can press the power button to check the battery status. If the battery is low, the charging indicator will flash red eight times and then go out. This means you need to charge the device. If the battery is sufficient, the charging indicator will flash green once and then go out.



### III. How to use the device

#### Before using the device for the first time

##### Precautionary check


- Check the device and accessories. Take out the main unit and accessories from the box. Keep the packaging materials for future transportation, storage, and reference. Check the main unit and accessories for any signs of mechanical damage. If you find any damage, do not use the device, and contact the distributor or after-sales service as soon as possible.
- Perform a light sensitivity test.

##### Light sensitivity test




- Cleanse the inner arm with soap or a facial cleanser, pat it dry, and then expose it to the light from the LED mask for 3 minutes. Wait for 24 hours and check your skin for any unusual conditions, such as persistent redness, burning, or heat. If you do not have any adverse reaction, you can use the device on your face. However, if you have any rash, redness, itching, or other unusual reactions before, during, or after the test, stop using the device immediately.







1. Remove your makeup and cleanse your face before use. Apply toner for basic moisturizing, but be cautious not to use skincare products that are light sensitive or contain whitening ingredients.



2. Connect the mask and controller with the provided cable.



3. This device features a memory function. When you turn it on, it will resume the mode used during the last session. Select a mode when using it for the first time. Press and hold the Power/Mode button on the controller for 1 to 2 seconds to turn on the device. The treatment will automatically start with Skin brightening mode. Press the Power/Mode button to cycle between Skin brightening, Skin firming, Rejuvenation, and Anti-acne modes.




#### 4. Treatment

##### • Skin brightening mode

**Ideal for addressing the impact of late nights or for daily skin rejuvenation to counteract a sallow complexion.**

Tips: After makeup removal and cleansing, set the device to this mode. Following the light therapy, apply whitening skincare products for enhanced effects. Do not use light-sensitive or irritating products containing vitamin C, retinol (vitamin A), or similar substances before the light therapy.




#### 4. Treatment

- Skin firming mode

**Ideal for fighting signs of aging or early aging.**

Tips: After makeup removal and cleansing, switch to this mode for treatment. After the light therapy, apply anti-aging products for boosted results.




#### 4. Treatment

- Rejuvenation mode

**Ideal for sunburn recovery, seasonal sensitivity, allergy relief, or recovery after cosmetic surgery.**

Tips: After pampering your skin with a gentle, irritation-free cleanser, switch to this mode for treatment. During sensitive periods when the skin barrier is fragile, make sun protection a daily ritual.




#### 4. Treatment

- Anti-acne mode

**Ideal for creating a perfect balance between moisture and oil, refining clogged pores, or reducing acne.**

Tips: After makeup removal and cleansing, apply a light moisturizer before activating this mode. If your skin feels dry after the session, boost hydration with extra moisturizing products. It is also advisable to maintain a healthy lifestyle for more noticeable results.



**5. After treatment**

After treatment, place the device back into the packaging box or storage bag. If it gets dirty, clean it with a slightly damp soft cloth or sanitizing wipe.

**Do not use alcohol, thinner, gasoline, nail polish remover, or any solvents to clean the device**

**6. Frequency of use**

Use up to 6 times a week, choosing the mode based on your skin's conditions. Each mode is timed to last for 10 minutes, with a suggested daily total exposure of no more than 40 minutes.

## IV. Care and maintenance

### I . Cleaning

- 1) Before cleaning the device, turn it off and leave it to cool down.
- 2) Wipe the surface of the device with a non-alcoholic wet wipe or soft tissue. Note: If water doesn't do the trick, you may use a cotton swab or a clean cloth dipped in 75% isopropyl alcohol.
- 3) Do not use a steel wire ball or corrosive detergents as they may damage the device.
- 4) Do not clean the device or any accessories in the dishwasher or under running water as they are not waterproof.

### II . Storage

- 1) Keep the device dry. Do not immerse the device or any of its parts in water to avoid the risk of electric shock.
- 2) To prevent damage or loss of the device and its accessories, store them in the packaging box after each use. Before storage, make sure to clean them thoroughly.
- 3) If the device is not used for a long time, store it in a dry, cool place away from sunlight. Avoid contact with hard objects to prevent damage to the device.
- 4) Do not store the device and its accessories in a humid environment for an extended period, as this may affect the performance of the device.
- 5) Regularly check the device (including the cable) for any obvious signs of damage. In case of damage or breakage, stop using the device. To avoid the risk of entanglement or tripping, always unplug the device when not in use.

### III. Storage and transportation requirements

- Ambient temperature: -10-60°C
- Relative humidity: 10%-90%RH
- Atmospheric pressure: 50kPa~106kPa
- Indoors with non-corrosive gases and good ventilation.
- Transportation is subject to the terms stipulated in the purchase contract. However, precautions must be taken to prevent severe impacts, vibrations, as well as exposure to rain or snow during the transportation process.

### IV. Troubleshooting

If you encounter any problems while using the device, you can refer to the frequently asked questions (FAQ) below. If the FAQ does not address your concerns, please contact the manufacturer or local distributor at [seasupport@ulike.com](mailto:seasupport@ulike.com).

## V . FAQ

**Q: Can I use it in the bathroom?**

A: No, This product is not waterproof, so do not use it in the bathroom or near water sources.

**Q: I feel a warm sensation on my face after use. Is that normal?**

A: Yes. The warm sensation is a normal effect of the light therapy. It means that the device is stimulating your skin cells and improving your blood circulation.

**Q: Why does my skin feel dry after use?**

A: Light therapy may cause your skin to become dehydrated. You can use a moisturizing skincare product to hydrate your skin after using the device.

**Q: Can I wash it with water?**

A: No. This product is not waterproof, so do not wash it with water as it may lead to a malfunction of the device.

**Q: How often and how long should I use the product?**

A: You can use the device up to 6 times a week, depending on your skin's condition. Once your skin gets used to the device, you can use it every day. It is recommended to use the device in the morning before applying makeup or in the evening after cleansing. You can choose the mode that suits your needs. The device will automatically shut off after 10 minutes in each mode, and you can use different modes within this period if desired.

※ To prevent excessive care and damage to the skin barrier, you should not use the device for more than 40 minutes a day.

**Q: Can I wear makeup while using the LED mask?**

A: No. You should remove your makeup and cleanse your face before using the LED mask. This will ensure that your skin is free of oil and dirt, and that the light can penetrate your skin more effectively..

**Q: Can it be taken on high-speed trains or airplanes?**

A: Yes. The device is safe and portable, and you can take it with you on high-speed trains or airplanes. However, you should follow the security regulations and instructions of the transportation authorities.

**Q: Does it have any impact on the eyes?**

A: No. The light emitted by the LED mask has no effect on eyesight and is harmless to the human body. Additionally, the eyewear can effectively prevent discomfort caused by light exposure to the eyes.

## VI. Product specifications

Product name	ReGlow LED Face Mask
Product model	UM10
Rated input	5V $\pm$ 1A
Dimensions	235.9*191*145mm
Battery capacity	2600mAh
Charging time	3h
Battery life	30-40min
Mode	Skin brightening mode Skin firming mode Rejuvenation mode Anti-acne mode
Red light wavelength	630nm $\pm$ 10nm
Infrared light wavelength	830nm $\pm$ 10nm
Yellow light wavelength	590nm $\pm$ 10nm
Blue light wavelength	415nm $\pm$ 10nm
Manufacturer	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
Address	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

## VII. Environmental conditions

Storage and transportation conditions		Operating conditions	
Storage temperature	-10~60℃	Operating temperature	10~40℃
Humidity	10%~90%RH	Humidity	15%~80%RH
Relative pressure	50KPa~106KPa	Relative pressure	70KPa~106KPa

## VIII. Warranty terms

- The warranty period for this product may vary by the country of sale, and we will strive to extend it where permitted by local laws.
- The warranty period for this product is 1 year from the date of purchase.
- In the event of any quality issues within the warranty period, Ulike will repair or replace the defective parts at no cost. However, damage caused by improper use or non-compliant operations is not covered. In such cases, Ulike gives you the option to either have damaged parts replaced at the original price or opt for a trade-in. The ownership of the replaced parts or old device shall transfer to Ulike.
- Upon request for service, the warranty certificate must be presented. The warranty period for Ulike products starts from the date of purchase. If proof of purchase cannot be provided, the manufacture date as recorded by Ulike will be deemed to be the start of the warranty period.
- Ulike shall not reissue purchase invoices or warranty certificates. Please keep them properly.
- In-warranty repair or replacement may not apply under the following circumstances:
  - 1) Damage caused by unpredictable events such as fire, earthquakes, or floods.
  - 2) Failures or damage resulting from your negligence, misuse, or use under abnormal conditions.
  - 3) Damage caused by disassembly without authorization or improper storage (such as damage by rodents or liquid ingress).
  - 4) Damage caused by the use of the product in non-standard environmental conditions, including but not limited to the use of the product beyond the recommended workload.
  - 5) Damage caused by situations beyond Ulike's control.
- Ulike does not assume responsibility for consequential damage resulting from the functionality or use of this product, including but not limited to loss of business profits, business interruption, other losses caused by the use of this product, costs incurred in replacing equipment, devices, or services due to the use of the product, and any claims from your customers.
- For the type and extent of liability arising from unforeseen events, Ulike will adhere to applicable laws and regulations.

תודה שבחרת במוצר שלנו. כדי להבטיח שימוש  
בטוח ונכון, אנא קרא בעיון מדריך זה ופעל לפי  
הוראותיו. התמונות במדריך זה הן להמחשה בלבד,  
אשר עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.



## אמצעי בטיחות

### ● הערות חשובות

- נא להרכיב ולהשתמש במוצר בהתאם למדריך למשתמש.
- אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש ושמור אותו לעיון עתידי.
- אם יש לך שאלות או חששות במהלך השימוש, אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות המקוונת שלנו.

- ! סכנה: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפציעה.
- ⚠ זהירות: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.
- ⓘ אזהרה: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול להוביל למצבים מסוכנים.
- ⚠ זהירות: שימוש לא נכון במכשיר זה עלול לגרום לפציעה או לנזק לרכוש.

### ⓘ אזהרה

אין להשתמש במכשיר בתנאים הבאים. אי ציות עלול לגרום לתאונות או נזק לעור ולגוף.

- אם יש לך קוצב לב, דפיברילטור או מכשיר רפואי אחר שהושתל.
- אם אתה תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות שעלולים לפגוע בכושר השיפוט שלך או ביכולת להפעיל את המכשיר בבטחה.
- אם יש לך תחושה מופחתת או לקויה של טמפרטורה או כאב באזור היישוב.
- אם יש לך מחלה אוטואימונית.

✘ אם עברת ניתוח במהלך השבועיים האחרונים, התייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש במכשיר. לפני השימוש במכשיר זה, התייעץ עם איש מקצוע רפואי אם יש לך אחד מהמצבים הבאים. שימוש במכשיר זה ללא התייעצות מתאימה עלול לגרום נזק לעור ולגוף.

- מחלה חריפה, מחלה זיהומית, גידול ממאיר, לחץ דם גבוה, מחלת דם, חום או מחלת חום.
- פגיעה חושית עקב הפרעה חמורה במחזור הדם ההיקפי (כגון סוכרת), נזק עצבי, מחלת עור או אטופיק דרמטיטיס, או אם את בהריון או מניקה
- מצב של אשפוז בבית חולים ונטילת תרופות, מצב עור קיים מראש, כגון מבנה אלרגי או דלקת עור ממגע, או דאגה לגבי העור שלך בעת השימוש במכשיר זה.

בצע את אמצעי הזהירות האלה כדי למנוע נזק אפשרי לעור ולגוף שלך.


- אין להשתמש במכשיר לפרק זמן ממושך או על אותו אזור יותר פעמים מהמומלץ.
- הפסק להשתמש במכשיר מיד אם אתה חווה אי נוחות או תופעות שליליות, כגון תגובה אלרגית, מחלת עור, דלקת עור אלרגית או עור רגיש.
- עקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש. אי ביצוע זה עלול לגרום להשפעות שליליות.

מכשיר זה מכיל סוללה נטענת שעלולה להתחמם יתר על המידה, להתלקח או להתפוצץ אם לא מטפלים בו כראוי. כדי למנוע סיכונים אלה, פעל לפי הנחיות הבטיחות הללו.

- אין לטעון, להשתמש או למקם את המכשיר בקרבת להבה פתוחה והתקני חימום או בסביבות בטמפרטורה גבוהה.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין להשתמש בילדים או לאפשר לילדים להשתמש במכשיר, מכיוון שהדבר עלול לגרום לתאונות או לפציעה.
- הימנע משימוש באנשים שאינם יכולים להביע את כוונותיהם, ואל תאפשר לנכים להשתמש במכשיר ללא השגחה שכן הדבר עלול לגרום לתאונות.
- השתמש רק לפי ההוראות במדריך זה.
- אין להשתמש בקרבת חומרים דליקים כגון אלכוהול, מדלל, בסין, מסיר לק או ספריי שיער מכיוון שהם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- ▲ זהירות
- אין להזיק, לעבד, לכופף בכוח, למשוך, לסובב או לאגד את הכבל. אל תניח חפצים כבדים על הכבל ואל תאפשר לו להיצבט בין חפצים אחרים מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לכבל ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אל תשתמש בכבל טעינה פגום מסוג C או בשקע חופף כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה. התייעץ עם המפיץ או עם שירות לאחר המכירה אם יש צורך בתיקון.
- שמור על היחידה הראשית והמטען יבשים; אל תשטוף אותם במים.
- אין להשתמש בקרבת מקורות מים, או באמבטיה או במקלחת כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה.
- אין לפרק, לתקן או לשנות מכשיר זה בשום אופן מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה. התייעץ עם המפיץ או עם שירות לאחר המכירה אם יש צורך בתיקון. השתמש במתאם התואם לתקנים לאומיים ובעל אישור CQC/CCC, עם מתח כניסה מדורג של DC 5V והספק מוצא הנעים בין 5W ל-15W.
- אל תשתמש במכשיר בזמן הטעינה.
- אל תניח את המכשיר ליד אש, תחת אור שמש ישיר או במקומות לחים כגון חדר האמבטיה. אין למקם בקרבת התקני חימום מכיוון שהדבר עלול לגרום להתחממות יתר, שריפה או אפילו פיצוץ. הפסק מיד את הטעינה במקרה של מצבים חריגים כגון עשן או רעש או ריח חריגים.
- אין להשתמש אם יש לך מצב עור חריג כמו פריחה, גירוי או גירוד. הימנע משימוש מופרז או מתמשך במכשיר.
- הפסק את השימוש במכשיר ונתק אותו מיד מהשקע אם אתה מבחין בריח חריג או התחממות יתר חריגה. זה עלול להצביע על נזק למכשיר או על סכנת שריפה.
- לפני הטעינה, ודא שתקע החשמל והשקע נקיים מלחות כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה.
- הקפד לכבות את המכשיר כאשר אינו בשימוש או בעת ניקוי כדי למנוע התחשמלות פוטנציאלית, קצר חשמלי או שריפה.
- אל תשתמש במכשיר אם הוא ניזוק, נפל או נתון לפגיעה חזקה. הדבר עלול להשפיע על ביצועי המכשיר או לגרום לפציעה.
- אין לנגב את היחידה הראשית עם אלכוהול, מדלל, בסין, מסיר לק או כל ממיסים שעלולים לגרום נזק לפני השטח של המכשיר.

- הנח את המכשיר על משטח יציב וישר כאשר אינו בשימוש. הימנע מהפלת המכשיר או הכפיפה למכה שכן הדבר עלול לגרום לתקלה או לפציעה.
- אם אתה רואה תגובה חריגה בעור במהלך או לאחר השימוש, הפסק את השימוש במכשיר והתייעץ עם רופא.
- אל תסתכל ישירות על נורות ה-LED כדי למנוע אי נוחות אפשרית בעיניים.
- במקרה של הפסקת חשמל, כבה את המכשיר ונתק אותו מיד מהשקע. זה ימנע תאונות או נזק למכשיר כאשר המתח ישוחזר.
- שימו לב למצב העור שלכם בזמן השימוש במכשיר. אם אתה מרגיש עייפות עור או תחושות חריגות כלשהן, הפסק להשתמש בו מיד. אם המצב נמשך למחרת, יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי.
- אין להשתמש במכשירים על ידי:
  - אנשים הסובלים מכוויות שמש
  - אנשים בטיפול רפואי למחלות הכרוכות ברגישות לאור;
  - אנשים המקבלים תרופות רגישות פוטו
  - אנשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם היסטוריה של מלנומה;
- כאשר המכשיר נמצא בשימוש בחדר אמבטיה, נתק אותו מהחשמל לאחר השימוש מכיוון שקירבת מים מהווה סכנה גם כאשר המכשיר כבוי;
- יש לנקות את המכשיר כדי למנוע הצטברות של שומן ושאריות אחרות.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם כושר גופני מוגבל,
- יכולות חושיות או שכליות או חוסר ניסיון וידע אם ניתנה להם השגחה או
- הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולהבין את הסיכונים הכרוכים בכך. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

## תיאור המוצר ואביזרים




מסכת לד





שלט נטען




כבל טעינה מסוג C



מדריך למשתמש





#### טעינת המכשיר

המכשיר מורכב ממסכת LED ושלט נטען. אתה רק צריך לטעון את השלט הנטען, מכיוון שהוא יפעיל את היחידה הראשית באופן אוטומטי. כדי לטעון את השלט הנטען, חבר את כבל הטעינה מסוג C ליציאת הטעינה בשלט. חבר את הקצה השני של הכבל למתאם מתח תואם (לא כלול).

מחונן הטעינה בשלט מציג את מצב הסוללה של המכשיר: כשהמכשיר פועל, נורית אדומה מהבהבת מציינת שהסוללה חלשה וצריכה טעינה. בזמן הטעינה, האור האדום נשאר קבוע. כאשר הסוללה טעונה במלואה, הנורית הופכת לירוקה.

כשהמכשיר כבוי, אתה יכול ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי לבדוק את מצב הסוללה. אם הסוללה חלשה, מחונן הטעינה יבהב באדום שמונה פעמים ואז ייכבה. זה אומר שאתה צריך לטעון את המכשיר. אם הסוללה מספיקה, מחונן הטעינה יבהב בירוק פעם אחת ואז ייכבה.

## כיצד להשתמש במכשיר



לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה

### בדיקת זהירות


- בדוק את המכשיר והאביזרים. הוצא את היחידה הראשית והאביזרים מהקופסה. שמור את חומרי האריזה לצורך הובלה, אחסון והתייחסות עתידית. בדוק את היחידה הראשית ואת האביזרים לאיתור סימנים של נזק מכני. אם אתה מוצא נזק כלשהו, אל תשתמש במכשיר ופנה למפיץ או לשירות לאחר המכירה בהקדם האפשרי.

- בצע בדיקת רגישות לאור.


### בדיקת רגישות לאור




• נקו את הזרוע הפנימית עם סבון או תכשיר ניקוי פנים, יבשו אותה ולאחר מכן חשפו אותה לאור ממסכת ה-LED למשך 3 דקות. המתן 24 שעות ובדוק את העור שלך לאיתור מצבים חריגים, כגון אדמומיות מתמשכת, צריבה או חום. אם אין לך שום תגובה שלילית, אתה יכול להשתמש במכשיר על הפנים שלך. עם זאת, אם יש לך פריחה, אדמומיות, גירוד או תגובות חריגות אחרות לפני, במהלך או אחרי הבדיקה, הפסק מיד להשתמש במכשיר.




2. חבר את המסכה והבקר עם הכבל המצורף.



1. הסר את האיפור ונקה את הפנים לפני השימוש. יש למרוח טונר להענקת לחות בסיסית, אך היזהר לא להשתמש במוצרי טיפוח רגשים לאור או המכילים מרכיבי הלבנה.



3. מכשיר זה כולל פונקציית זיכרון, כאשר תפעיל אותו, הוא יחזור למצב שבו השתמשת במהלך הפגישה האחרונה. בחר מצב בעת השימוש בו בפעם הראשונה. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה/מצב בבקר למשך 1 עד 2 שניות כדי להפעיל את המכשיר. הטיפול יתחיל אוטומטית במצב הבהרת העור. לחץ על לחצן ההפעלה/מצב כדי לעבור בין מצבי הבהרת העור, מיצוק העור, התחדשות ומצבי אנטי אקנה.




4. טיפול

• מצב הבהרת העור

אידיאלי לטיפול בהשפעת הלילות המאחרים או לחידוש העור היומני כדי לנטרל גוון עור בהיר.

טיפים: לאחר הסרת האיפור והניקוי, הגדד את המכשיר למצב זה. לאחר הטיפול באור, יש למרוח מוצרי טיפוח מלבינים להשפעות משופרות. אין להשתמש במוצרים רגשים לאור או מגרים המכילים ויטמין C, רטינול (ויטמין A) או חומרים דומים לפני הטיפול באור.






#### 4. טיפול

##### • מצב מיצוק העור

אידיאלי למלחמה בסימני הזדקנות או הזדקנות מוקדמת.

טיפים: לאחר הסדנת איפור וניקוי יש לעבור למצב זה לטיפול. לאחר הטיפול באוק, יש למרוח מוצרי אנטי-אייג'ינג לשיפור התוצאות.




#### 4. טיפול

##### • מצב התחדשות

אידיאלי להתאוששות מכוויות שמש, רגישות עונתית, הקלה באלרגיה או התאוששות לאחר ניתוח קוסמטי.

טיפים: לאחר פינוק העור עם תכשיר ניקוי עדין ללא גרזינים, עבור למצב זה לטיפול. בתקופות רגישות שבהן מחסום העור שביק, הפוך את ההגנה מפני השמש לטקס יומיומי.




#### 4. טיפול

##### • מצב אנטי אקנה

אידיאלי ליצירת איזון מושלם בין לחות ושמן, עידון נקבוביות סתומות או הפחתת אקנה.

טיפים: לאחר הסדנת האיפור והניקוי, מרחו קרם לחות קל לפני הפעלת מצב זה. אם העור שלך מרגיש יבש לאחר הפגישות, הגבירו את הלחות עם מוצרי לחות נוספים. כמו כן, רצוי לשמור על אורח חיים בריא לתוצאות בולטות יותר.



5. לאחר הטיפול הכנס את המכשיר בחזרה לקופסת האריזה או שקית האחסון. אם הוא מתלכלך, נקה אותו במטלית רכה לחה מעט או במגבון חיתוי. אין להשתמש באלכוהול, מדלל, בסיון, מסיר לק או כל ממיסים לניקוי המכשיר

6. תדירות השימוש השתמש עד 6 פעמים בשבוע, בבחירת המצב בהתאם למצב העור שלך. כל מצב מתוזמן להימשך 10 דקות, עם הצעה יומית כוללת של חשיפה של לא יותר מ-40 דקות.

## טיפול ותחזוקה

### I . ניקוי

- 1) לפני ניקוי המכשיר, כבו אותו והניחו לו להתקרר.
- 2) נגב את פני המכשיר עם מגבון לח ללא אלכוהול או רקמה רכה.
- הערה: אם מים לא עושים את העבודה, אתה יכול להשתמש במקלון צמר גפן או מטלית נקייה טבולה באלכוהול 75% איזופרופיל.
- 3) אין להשתמש בבדור תיל פלדה או בחומרי ניקוי מאכלים מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למכשיר.
- 4) אין לנקות את המכשיר או אביזרים כלשהם במדיח הכלים או מתחת למים זורמים מכיוון שהם אינם עמידים למים.

### II . אחסון

- 1) שמור את המכשיר יבש. אין לטבול את המכשיר או חלק מחלקיו במים כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- 2) כדי למנוע נזק או אובדן של המכשיר והאביזרים שלו, אחסן אותם בקופסת האריזה לאחר כל שימוש. לפני האחסון, הקפד לנקות אותם היטב.
- 3) אם המכשיר אינו בשימוש במשך זמן רב, אחסן אותו במקום יבש וקריר הרחק מאור השמש. הימנע ממגע עם חפצים קשים כדי למנוע נזק למכשיר.
- 4) אין לאחסן את המכשיר והאביזרים שלו בסביבה לחה לתקופה ממושכת, שכן הדבר עלול להשפיע על ביצועי המכשיר.
- 5) בדוק באופן קבוע את המכשיר (כולל הכבל) עבור כל סימני נזק ברורים. במקרה של נזק או שבר, הפסק להשתמש במכשיר. כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה, תמיד נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש.

### III . דרישות אחסון והובלה

- טמפרטורת הסביבה:  $10^{\circ}\text{C}$ - $60^{\circ}\text{C}$
- לחות יחסית: 10%-90%RH
- לחץ אטמוספרי:  $50\text{kPa}$ ~ $106\text{kPa}$
- בתוך הבית עם גזים לא קורוזיביים ואוורור טוב.
- ההובלה כפופה לתנאים הקבועים בחוזה הרכישה. עם זאת, יש לנקוט באמצעי זהירות כדי למנוע פגיעות חמורות, רעידות, כמו גם חשיפה לגשם או שלג במהלך תהליך ההובלה.

## שאלות נפוצות

ש: האם אני יכול להשתמש בו בחדר האמבטיה?  
ת: לא, מוצר זה אינו עמיד למים, אז אל תשתמש בו בחדר האמבטיה או ליד מקורות מים.  
ש: אני מרגיש תחושה חמימה על הפנים שלי לאחר השימוש. זה נורמלי?  
ת: כן. תחושת החום היא השפעה נורמלית של הטיפול באור. זה אומר שהמכשיר מגרה את תאי העור שלך ומשפר את זרימת הדם שלך.  
ש: מדוע העור שלי מרגיש יבש לאחר השימוש?  
ת: טיפול באור עלול לגרום לעור שלך להתייבש. אתה יכול להשתמש במוצר טיפוח לחות כדי לחות לעור שלך לאחר השימוש במכשיר.  
ש: האם אני יכול לשטוף אותו במים?  
ת: לא. מוצר זה אינו עמיד למים, לכן אין לשטוף אותו במים מכיוון שהוא עלול להוביל לתקלה במכשיר.  
ש: באיזו תדירות וכמה זמן עלי להשתמש במוצר?  
ת: אתה יכול להשתמש במכשיר עד 6 פעמים בשבוע, בהתאם למצב העור שלך. ברגע שהעור שלך מתרגל למכשיר, אתה יכול להשתמש בו כל יום. מומלץ להשתמש במכשיר בבוקר לפני הנחת האיפור או בערב לאחר הניקוי. אתה יכול לבחור את המצב המתאים לצרכים שלך.  
המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 10 דקות בכל מצב, וניתן להשתמש במצבים שונים בתוך תקופה זו אם תרצה בכך.  
✂ כדי למנוע טיפול מופרז ונזק למחסום העור, אין להשתמש במכשיר יותר מ-40 דקות ביום.  
ש: האם אני יכול להתאפר בזמן השימוש במסכת LED?  
ת: לא. עליך להסיר את האיפור ולנקות את הפנים שלך לפני השימוש במסכת LED. זה יבטיח שהעור שלך יהיה נקי משמנים ולכלוך, ושהאור יכול לחדור לעור שלך ביעילות רבה יותר.  
ש: האם ניתן לקחת אותו ברכבות מהירות או במטוסים?  
ת: כן. המכשיר בטיחותי ונייד, וניתן לקחת אותו איתך ברכבות מהירות או במטוסים. עם זאת, עליך לפעול לפי תקנות האבטחה והוראות רשויות התחבורה.  
ש: האם יש לזה השפעה על העיניים?  
ת: לא. האור הנפלט ממסכת ה-LED אינו משפיע על הראייה ואינו מזיק לגוף האדם. בנוסף, המשקפיים יכולים למנוע ביעילות אי נוחות הנגרמת מחשיפה לאור לעיניים.

## מפרט מוצר

שם המוצר	מסכת פנים LED של ReGlow
דגם מוצר	UM10
קלט מדורג	5V1A
מידות	145 191*235.9 מ"מ
קיבולת סוללה	2600mAh
זמן טעינה	3 שעות
חיי סוללה	30-40 דקות
מצב	מצב הבהרת העור מצב מיצוק העור מצב התחדשות מצב נגד אקנה
אורך גל אור אדום	630 ננומטר 10 ננומטר
אורך גל של אור אינפרא אדום	830 ננומטר 10 ננומטר
אורך גל של אור צהוב	590 ננומטר 10 ננומטר
אורך גל אור כחול	415 ננומטר 10 ננומטר
יצרן	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
כתובת	810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

## תנאים סביבתיים

תנאי הפעלה		תנאי אחסון והובלה	
טמפרטורת הפעלה	10~40 °C	טמפרטורת אחסון	-10~60 °C
לחות	15%~80%RH	לחות	10%~90%RH
לחץ יחסי	70KPa~106KPa	לחץ יחסי	50KPa~106KPa

## תנאי אחריות

- תקופת האחריות עבור מוצר זה עשויה להשתנות בהתאם למדינת המכירה, ואנו נשאף להאריך אותה היכן שהחוקים המקומיים מאפשרים זאת.
- תקופת האחריות למוצר זה היא שנה אחת מתאריך הרכישה.
- בכל מקרה של בעיות איכות בתקופת האחריות, Ulike תתקן או תחליף את החלקים הפגומים ללא עלות. עם זאת, דק שנגרם משימוש לא נכון או פעולות שאינן תואמות אינו מכוסה. במקרים כאלה, Ulike נותן לך את האפשרות להחליף חלקים פגומים במחיר המקורי או לבחור בטרייד-אין. הבעלות על החלקים המוחלפים או המכשיר הישן תעבור ל-Ulike.
- בבקשת שירות יש להציג את תעודת האחריות. תקופת האחריות למוצרי Ulike מתחילה מתאריך הרכישה. אם לא ניתן לספק הוכחת רכישה, תאריך הייצור כפי שנרשם על ידי Ulike ייחשב כתחילת תקופת האחריות.
- Ulike לא יוציא מחדש חשבוניות רכישה או תעודות אחריות. נא לשמור אותם כמו שצריך.
- ייתכן שתיתקן או החלפה במסגרת האחריות לא יחולו בנסיבות הבאות:
  - (1) דק שנגרם כתוצאה מאירועים בלתי צפויים כגון שריפה, רעידות אדמה או שיטפונות.
  - (2) כשלים או דק כתוצאה מרשלנות, שימוש לרעה או שימוש בתנאים חריגים.
  - (3) דק שנגרם על ידי פירוק ללא אישור או אחסון לא תקין (כגון דק על ידי מכרסמים או חדירת נוזלים).
  - (4) דק שנגרם משימוש במוצר בתנאי סביבה לא סטנדרטיים לרבות אך לא רק שימוש במוצר מעבר לעומס העבודה המומלץ.
  - (5) דק שנגרם ממצבים שאינם בשליטתה של Ulike.
- Ulike אינה נושאת באחריות לזק תוצאתי הנבע מהפונקציונליות או השימוש במוצר זה, לרבות אך לא רק אובדן רווחים עסקיים, הפרעה בעסק, הפסדים אחרים שנגרמו מהשימוש במוצר זה, עלויות שנגרמו בהחלפת ציוד, מכשירים, או שירותים עקב השימוש במוצר, וכל תביעה מצד הלקוחות שלך.
- לגבי סוג והיקף האחריות הנבעים מאירועים בלתי צפויים, Ulike תפעל על פי החוקים והתקנות החלים.

מספר חשבונית:	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

**BDK GROUP** בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:  
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמלי, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נבע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.

לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך.  
ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה [www.bdk-group.com](http://www.bdk-group.com)  
בלשונית הרשמה לאחריות.

# Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם



רח' יחיאל דרזנר 9, פתח תקוה | טל. 077-6170059 | פקס 077-3225909 | [www.bdk-group.com](http://www.bdk-group.com)