


# Ulike

## Air 10 IPL Hair Removal Device User Manual

Air Series





ENGLISH ————— 02

Hebrew ————— 22



Thank you for choosing Ulike.

Founded in 2013, Ulike has focused on at-home IPL hair removal devices from day one.

We believe hair removal should be a safe, smooth, and pain-free experience.

And this device is going to be the hair removal system you like.

Feel free to contact us via email, telephone, or chat with us through our website if you need assistance or have any questions. We're here to help!

EU: [de.ulike.com](http://de.ulike.com) & [de.support@ulikeglobal.com](mailto:de.support@ulikeglobal.com)

UK: [uk.ulike.com](http://uk.ulike.com) & [uk.support@ulikeglobal.com](mailto:uk.support@ulikeglobal.com)

FR: [fr.ulike.com](http://fr.ulike.com) & [jpsupport@ulikeglobal.com](mailto:jpsupport@ulikeglobal.com)

EU Amazon: [eusupport@ulike.com](mailto:eusupport@ulike.com)



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Before using the device, please read the user manual carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference. Illustrations in this manual are for reference only.

## Safety Precautions

### ■ Contraindications

Not everyone is suitable to use the IPL Hair Removal Device, please refer to the following information in detail before using the device.

- DO NOT use the device on skin including burns, tattoos, or scars to avoid injury.
- Do NOT use the device if your skin has been artificially or naturally tanned recently or burned from overexposure to sunlight. Your skin may be extra sensitive following exposure and particularly susceptible to side effects of IPL treatment (e.g. burn, blister, discolor, or scar your skin).
- DO NOT use if you are sensitive to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that causes photo sensitivity e.g., certain antibiotics such as tetracycline, NSAIDS such as ibuprofen or retinoids such as Accutane and/or topical retinoids such as Retin A. Always check the instructions that come with your medical products to see if photosensitivity is listed as a side effect. Seek for medical advice if you are unsure of whether it is suitable to use IPL Hair Removal Device. Using the device on photosensitive skin could result in skin damage including blisters and swelling.
- DO NOT use the device if you have a history of skin cancer or pre-cancerous lesions (e.g. nevi or a large number of moles).
- DO NOT use if you are pregnant, lactating or menstruating.
- DO NOT use the device on people under the age of 18. The effects of using the device in this age group are unknown.

### ■ Warnings

- DO NOT use the device on the following areas:
  - On testicles, genitals and nipples.
  - On dark brown or black spots such as birthmarks, moles or warts.
  - On tattoos or long-lasting make up.
  - Do not use the device on areas affected by skin conditions such as psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex, active infections, or wounds.
  - On areas that have had plastic surgery.
  - On areas near eyes.
  - Men should not use this product on the testicles and penis.
- DO NOT exceed the usage specified in this manual. Damage of the skin may occur after prolonged or repeated surface application on one site.

### EYE SAFETY

The device emits intense pulses of light during treatment, and direct exposure can cause damage to the eyes.



- DO NOT look directly into the treatment window when the device has electrical power and is switched on.
- DO NOT attempt to activate the device towards the eyes.
- DO NOT treat areas around the eyes (eyebrows or eyelashes).

It is recommended to wear goggles and look away from the device when activating the lighting button. Additionally, it is advised to avoid having the air inlet facing toward your eyes during treatment. This allows for proper contact of the device with the treatment area, ensuring effective light transmission while shielding the eyes from stray light.

### ELECTRICAL AND FIRE SAFETY

The PATIENT is an intended OPERATOR.

- DO NOT disassemble, repair and refit the product without presence of a professional personnel as this may cause damage, malfunction or personal injury.

After-service is provided by an authorized service spot. If needed, circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration instructions can be provided by MANUFACTURER to assist to SERVICE PERSONNEL in parts repair.

Any unauthorized modification is prohibited, which may lead to unacceptable risk,

- DO NOT use if the device is damaged or broken; for example, cracked housing, cable damage (internal wires visible), cracked or broken treatment window etc.
- DO NOT use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. The device should not be used if it is exposed to water.
- DO NOT use if the device becomes uncomfortably hot to touch.
- DO NOT attempt to activate (flash) the device onto any surface other than skin.
- DO NOT block the air vents on both sides of the device.
- DO NOT carry out maintenance during use.
- DO NOT position the IPL Hair Removal Device in a location away from the electrical outlet.
- DO NOT leave the device unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

### ■ Unsuitable Situation

- This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device to avoid the risk of fire or burns.
  - This device is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device to avoid the risk of fire and burns.
  - If the mains cord is damaged, you shall have it replaced by Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., a service center authorized by Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. or similarly qualified persons in order to avoid risk of electrocution.
  - Water and electricity are a dangerous combination! To avoid risk of electrocution.
    - do not use this device in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool);
    - do not let water run into the appliance.
  - Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local mains voltage before you connect the device to avoid risk of electrocution or long-lasting damage to the device.
  - If the wall socket used to power the device has poor connections, the plug of the device becomes hot. Make sure you plug the device into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.
- 
- DO NOT subject the device to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.
  - CAUTION: Always unplug the appliance after use and in case of a power failure to avoid risk of damage to the device.
  - The risk group classification: Exempt Group.
  - Keep the device away from lint, dust and light, or the performance will be affected.
  - Keep the device out of children and pets' reach.
  - DO NOT expose treated areas to the sun. Wait at least 48 hours after treatment before exposing treated skin to direct sunlight. Your skin may be extra sensitive following IPL treatment and particularly susceptible to sunburn. Apply sunscreen (SPF 15 or greater) to the treated area or cover the treated area with suitable clothing.

### ■ Precautions

- The device is intended for a single user.
- Professional skills and training are not required for the usage, please check the user manual before use.
- This device is not recommended for use on red, grey, blonde or very light hair since it is not effective on these hair colors.



## Product information

Product name: **IPL Hair Removal Device**

Model: UI20 DB, UI20 RE, UI20 GP, UI20 PW

### ■ Indication for Use

IPL Hair Removal Device is indicated for the removal of unwanted hair. The device is also indicated for the long-lasting reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

### ■ Packing list

Upon opening the package, you can see the following contents:

IPL Hair Removal Device\*1

Power Adaptor\*1


Power Cord\*1

User Manual\*1

Razor\*1

Goggles\*1

## ■ Product Structure



## ■ Operation Principle

IPL Hair Removal Device is a light-based device for long-term hair removal, designed for home use. It is intended for the removal of unwanted hair and long-lasting reduction in hair regrowth. Ideal body areas include the armpit, bikini line, arms and legs. The device uses the IPL technology with lower energy level, including 4 power modes. Intense Pulsed light technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal devices.

The principle of operation is selective photo thermolysis and the mechanism of operation is to disable hair growth using light to preferentially heat the hair bulb.

## How to Use

### ■ Application Ranges

The IPL Hair Removal Device is for hair removal of large areas (e.g. arms, legs, chest) and small areas (e.g. fingers, lip). Please check the Skin Tone Table below to determine whether IPL is suitable for you.

#### USE ON ACCEPTABLE SKIN TYPES AND HAIR TYPES

This device is to only be used on Fitzpatrick Skin Types I-V. Please refer to the chart below.

BEFORE USING THE DEVICE, identify your skin tone on the basis of Fitzpatrick Phototyping Scale, which was developed by Harvard Medical School dermatologist, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, to classify a person's complexion and their tolerance of sunlight.

- Please IDENTIFY your skin tone and check the following diagram to see whether the product is applicable:

Skin color Hair color	Skin color					
	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
White/Grey	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(Note: X means not applicable, ✓ means applicable)

#### NOTE:

- Choose the comfortable treatment mode according to your skin tolerance and change from fast mode to powerful mode gradually. If there is no adverse reaction, you could change the treatment mode.
- The color of your skin may change, for example because your skin has been tanned: it may then be darker than the skin tone during the

previous treatment. Therefore, it is important that you check the settings to be used before each treatment and set different settings according to different treatment areas. Some areas may be darker than others.

- User with skin type V should use the device with a particular caution because you are more likely to experience adverse events. If you have trouble identifying yourself as Skin Type V versus VI, please consult your physician.


### ■ Prior to Use

Use the razor provided along with the device to remove all visible hair on the skin before using the device. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this can cause treatment discomfort. Remove any cosmetics, lotions and cream from the area you wish to treat. Cleanse the treatment area and pat dry.


### ■ Skin Test

- Before your first treatment, we RECOMMEND you test your skin for reactions.
- Select part of body you intend to treat. Connect power adapter and switch on the device. Press sapphire treatment window firmly on the selected skin until the hair removal sensor indicator lights up. Move the device to another test position and change treatment mode, press the Flash Button to do another test treatment. If it feels comfortable, change treatment mode and try it on another test position.
- Do not apply more than one flash on the same spot. Wait 2 hours after testing, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse reaction to the light energy. If there is no skin abnormality after 2 hours, and you didn't feel intense hotness during the treatment, then the energy level you used is suitable for your skin. You can continue to test the next energy level till you find the maximum acceptable level for the intended skin area.


### ■ Instructions for Use




1. Connect the power cord, power adapter and device as shown in figure.



2. Plug the other end of power cord into an electrical outlet. Connect the power cord to the power source. (Note: It is a plug-in device, please always keep it connected to the power during the treatment. Otherwise, it will not work).




3. Wear the goggles before treatment starts.



4. Short press the power button/mode button on the side of the device to turn it on. The default mode is Fast Mode, and the cooling function will be active during the whole process, so the relevant indicators will be on when the device is turned on.

**Note:** The cooling function is designed for a better hair removal experience, but the function itself doesn't have any therapeutic effect.



5. The device has three modes. When the device is on, short press the power button/mode button to switch to the hair removal mode you need. The mode will change in the following order: Fast Mode - Normal Mode - High Mode - Normal Mode - Fast Mode.


**Note:** Super Hair Removal mode ( SHR Mode )

Area: Armpit and bikini area (coarse hair area)


Recommended Flashes on Each Treatment Area: 2-3 times

**Instructions:**

When starting to use, please try the FAST mode for a skin test first. After confirming that there are no abnormalities in the irradiated area, you can use this product with confidence. The order of use is Fast—Normal—High—SHR. Due to the high energy of SHR, please use the three basic hair removal modes first, and then choose the SHR mode for hair removal after your skin has established tolerance.



6. Place the sapphire treatment window on the skin to be treated vertically and the hair removal sensor indicator will light up in white to indicate that the treatment window is in full contact with the skin. Press the flash button to start hair removal. The red light turning on indicates, which light up in red means that the sapphire treatment window is not in full contact with the skin, and the device will not emit light pulse.




After completing the treatment, press and hold the power button for 1.2 seconds to start the shutdown process. The indicator light turning off indicates that the device is shutting down. Please note that during the shutdown process, the fan will continue to run for 10 seconds to dissipate heat (there will be sound from the fan). The device will only shut down completely after the fan stops spinning (the fan noise disappears). Do not unplug the device directly without shutting it down first.

Note: The device has a fan speed detection module which detects the fan speed. When the fan speed is lower than 70% of the rated speed, the device will automatically shut down, so as to avoid the local high temperature leading to burns.

## ■ Skin Color Recognition

The skin tone sensor can detect and identify the color of the skin, and determine the required intensity based on the recognized skin color. Make sure the skin tone sensor is in full contact with the skin. If a valid skin color is detected, the energy indicator light will turn white; if it is not in full contact with the skin, the energy indicator light will turn red. Under the basic hair removal mode, the intensity of Normal and High modes will depend on the user's skin color. Fast mode only has a continuous mode and only one intensity. Normal and High modes can be selected as single or continuous depending on individual needs.


## ■ Operating Modes



The device features two operating modes: auto mode and manual mode. In automatic mode, the device automatically emits light pulses at regular intervals without requiring manual operation. In manual mode, the user must manually press the flash button to emit a light pulse. It's important to note that the SHR mode does not include an auto mode.

### • Auto Mode (for large areas such as arms, legs):


Long press the flash button for 1 or 2 seconds to active the Auto Mode and the auto play indicator will light up. When entering the auto mode, flashes will be emitted at a certain interval, so please keep the sapphire treatment window in full contact with skin and keep moving the device, slide it back and forth twice on the area to be treated to ensure that the area is covered evenly and avoid missing light. Under the auto mode, press the flash button for 1 or 2 seconds again to switch back to the single play mode.



**Tip:** You can adjust your movement speed according to the flashing speed, so that the product can cover the area more evenly. The flashing frequency is higher in Fast Mode and slightly lower in High Mode. Furthermore, the higher the level, the slower the light output speed.

### • Manual mode (suitable for small areas such as lip hair):

Place the sapphire treatment window on the area to be treated and fully in contact with the skin. The hair removal sensor indicator will light up, indicating that the treatment window is in full contact with the skin. Press briefly the flash button to start hair removal. Move the sapphire treatment window to the next area, wait for the white light of the hair removal sensor indicator to light up, and then press the flash button again to repeat the above operation in order.



**Tip:** If your skin begins to feel excessive heat during the hair removal process, pause for a few seconds to let the sapphire treatment window cool down before using the product again.

### ■ Suggested Treatment Regime

Week 1&4: Three times a week, every other day.

From week 5: Adjust the treatment schedule to once every two weeks or once a month, based on your hair growth.

Please note that you can customize the treatment schedule and level according to your hair type. For thicker or heavier hair, you can consider increasing the level and frequency within your tolerance. Fast Mode is the gentlest, Normal Mode is intermediate, High mode has relatively stronger energy output, and SHR Mode is the most powerful with the highest energy output. Keep in mind that individual hair growth varies, and results may differ for each person.

### ■ Skincare After Treatment

After hair removal, it is recommended to apply body lotion or cold compress gel for skin care. Do not use skin care products containing alcohol. Do not expose treated areas to the sun. Wait at least 48 hours after treatment before exposing treated skin to direct sunlight.

Do not use skincare products containing alcohol or acidic/alkaline substances.



## Maintenance

### ■ Cleaning

In order to ensure the best results and service life of the product, please clean the product before and after each use to avoid debris accumulation.

- Before cleaning, the device must be switched off and unplugged to allow the device to cool.
- Use a soft, clean and dry cloth to wipe and clean the treatment window surface.
- Never wash the product and accessories under faucets or in dishwashers.
- Do not use abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquids (gasoline, motor oil, acetone, etc.) to clean the product.

Note: If the water does not clean well, use a cloth dipped in 75% concentration alcohol to clean the device.

When cleaning is finished, please conduct a visual inspection to check whether there is residual dirt. If the device is not visually clean, please repeat the above cleaning steps.

### ■ Storage

- Clean the device before you store it.
- Store the device in a dry, dust-free environment at -10°C ~+55°C / 14 °F ~ 131 °F

## Disposal

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste electrical and electronic device according to local environmental requirements.



## Troubleshooting

Below summaries the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, please contact your local distributor or the seller

Problem	Possible Reason	Solution
Unable to boot normally	Power is not connected	Check if the device is plugged in.
Unable to emit light	Whether the temperature of the treatment window and the body is too high; Whether the treatment window is close to the skin	Wait for the device to cool down before using it; Hold the device close to the skin until the skin contact indicator lights up.
The work indicator is off	Faulty device contact	Check if the power supply is working properly; Repair or return product immediately.
Odor appears when flashing	Filter is contaminated; Hair residue on body surface	Wipe filter; Shave hair and reduce energy level.
Unbearable pain during hair removal	Did not shave off the hair to be removed	Before using this product, please shave off the hair to be irradiated. If shaving causes skin irritation, cut you hair as short as possible and use it in a comfortable position.
	Energy level is too high	Reduce energy level to a comfortable level
	The treatment window is damaged	Repair or return product immediately
After using, the hair removal area turns red	A slight reddening is normal and harmless to the body, and it will soon fade	Use aloe vera gel to soothe the skin or use treatment window for ice soothing.
Unsatisfactory hair removal effect	You use an energy level that is too low for you	Please choose a higher level next time
	Missing flash areas on the hair removal area	Flashes in close proximity and there should be some overlap between the flash areas.
	This device has no effect on your hair color.	If your hair is pale blonde, gray, red or white, the treatment will not be effective.
	Insufficient frequency of use	To successfully remove all hair, we recommend that you follow the recommended treatment regimen.
	Your response to light exposure is slow	This product should be used continuously for at least 5 months, as it can still suppress hair regeneration during this period.
The product becomes hot and humid during use	May be due to long-term device operation	Turn off the device and let it stand, and then let it cool down before using it.

## Technical Specifications









Product Name	IPL Hair Removal Device
Product Model	UI20 DB, UI20 RE, UI20 GP, UI20 PW Note: Model difference only exists in enclosure color, UI20 DB is Purple, UI20 RE is Pink, UI20 GP is Gold, UI20 PW is Silver
Dimensions (W x H x D)	206.73mm*68.68mm*54.29mm
Power Input	24V $\overline{\text{---}}$ 3.75A, 90W
Energy Level	1-10 level
Spot Size	3.9cm <sup>2</sup> /0.6 sq in
Wavelength	550nm-1200nm
Output Energy	5.0J-26.0J
Energy Density	1.28J/cm <sup>2</sup> -6.66J/cm <sup>2</sup>
Pulse Duration $\pm$ 20%	0.4ms-2.0ms
Software Version:	V1.0
Operating conditions	Operating temperature: 5°C ~ 30°C/ 41°F ~ 86 °F Humidity: 5%- 90%RH Relative pressure: 80kPa -106kPa
Storage and transportation conditions	Storage temperature:-10°C ~ 55°C/ 14 °F ~ 131 °F Humidity: 5%- 90%RH Relative pressure: 50kPa-106kPa
Lifetime	300,000 flashes.
Adapter	Manufacturer: ASIAN POWER DEVICES INC. Model: DA-90Q24 INPUT: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A OUTPUT: 24.0V $\overline{\text{---}}$ 3.75A, 90W
	Manufacturer: Mass Power Electronics Inc. Model: E090-IE240375M2 INPUT: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A OUTPUT: 24.0V $\overline{\text{---}}$ 3.75A, 90W
After take out the device from the lowest storage ambient temperature (-10°C), the time required for the device to return to normal operation at ambient temperature of 20°C.	2 hours
After take out the device from the highest storage ambient temperature (60°C), the time required for the device to return to normal operation at ambient temperature of 20°C.	2 hours

## EMC & Biocompatibility

### EMC guidance

- **Warning:** Don't use near active HF surgical device and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.
- **Warning:** Use of this device adjacent to or stacked with other device should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this device and the other device should be observed to verify that they are operating normally.
- **Warning:** Use of accessories, transducers, and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this device could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this device and result in improper operation.
- **Warning:** Portable RF communications device (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 12 in (30 cm) to any part of the device, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device could result.

## Symbols

No.	Symbols	Description
1		Indoor Use
2		"WEEE (Waste Electrical and Electronic device)". The waste products should be handled legally.
3		Keep dry
4		Manufacturer
5		Warning symbol for use with IPL device: Do not use it directly on the eyes, as the intense light emitted by this appliance may cause eye damage.
6		DC pocket
7		Maximum number of identical transport packages/ items which may be stacked on the bottom package, where "5" is the limiting number.
8		Caution

## Warranty

After-sales protection policy fully complies with relevant sales laws and regulations.

From the date of purchase, the product is covered by a 90-Day Return and 2-Year Warranty. However, warranty may be refused under the following circumstances:

- Failure to follow the instructions, operation, maintenance.
- Mistake which causes damage to the product.
- Exceeding the allowable use environment (such as high temperature, corrosion, etc.) causing product damage.
- Non-normal external forces (falling, extrusion, impact, etc.) causing damage to the product.
- Natural force majeure (fire, flood, lightening, impact, etc.) causing damage to the product.
- Use of non-manufacturers accessories and expansion parts causing damage to product.

## Contact information



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.  
810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8  
Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District,  
Nanshan District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

Feel free to contact us via email, telephone, or chat with us through our website if you need assistance or have any questions. We're here to help!

EU: [de.ulike.com](mailto:de.ulike.com) & [de.support@ulikeglobal.com](mailto:de.support@ulikeglobal.com)

UK: [uk.ulike.com](mailto:uk.ulike.com) & [uk.support@ulikeglobal.com](mailto:uk.support@ulikeglobal.com)

FR: [fr.ulike.com](mailto:fr.ulike.com) & [jpsupport@ulikeglobal.com](mailto:jpsupport@ulikeglobal.com)

EU Amazon: [eusupport@ulike.com](mailto:eusupport@ulike.com)







תודה שבחרת ב-Ulike.  
Ulike, שנוסדה בשנת 2013, התמקדה במכשירי הסרת שיער IPL ביתיים מהיום הראשון.  
אנו מאמינים שהסרת שיער צריכה להיות חוויה בטוחה,  
חלקה וכמעט ללא כאבים.  
והמכשיר הזה הולך להיות מערכת הסרת השיער שאתה אוהב.

לפני השימוש במכשיר, אנא קרא בעיון את המדריך למשתמש,  
כולל כל התוויות נגד, האזהרות ומידע הבטיחות, ושמור אותו לעיון עתידי.  
האיורים במדריך זה הם לעיון בלבד.

## אמצעי בטיחות

### ■ שים לב!

לא לכל אחד מתאים להשתמש במכשיר להסרת שיער IPL, אנא עיין במידע הבא בפירוט לפני השימוש במכשיר.

- אל תשתמש במכשיר על עור שיש בו כוויית, קעקועים או צלקות כדי למנוע פציעה.

- אל תשתמש במכשיר אם העור שלך השתזף באופן מלאכותי או טבעי לאחרונה או נשרף מחשיפת יתר לאור השמש. העור שלך עשוי להיות רגיש במיוחד בעקבות חשיפה ורגיש במיוחד לתופעות לוואי של הסרת שיער IPL (למשל כוויית בעור, שלפוחיות, שינוי צבע או צלקות).

- אל תשתמש אם אתה רגיש לאור שמש (רגישות לאור) או נוטל תרופות הגורמות לרגישות לצילום, למשל, אנטיביוטיקה מסוימת כגון טטרציקלין, NSAIDS כגון איבופרופן או רטינואידים כגון Accutane/i/או רטינואידים מקומיים כגון Retin A. תמיד בדוק את ההוראות המצורפות למוצרים הרפואיים שלך כדי לראות אם רגישות לאור מופיעה כתופעת לוואי. פנה לייעוץ רפואי אם אינך בטוח אם מתאים להשתמש במכשיר להסרת שיער IPL. שימוש במכשיר על עור רגיש לאור עלול לגרום לנזק לעור כולל שלפוחיות ונפיחות.

- אל תשתמש במכשיר אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או נגעים טרום סרטניים (למשל נבי או מספר רב של שומות).

- אין להשתמש אם את בהריון, מניקה או במחזור.

- אל תשתמש במכשיר על אנשים מתחת לגיל 18. השפעות השימוש במכשיר בקבוצת גיל זו אינן ידועות.

### ■ אזהרה

- אל תשתמש במכשיר באזורים הבאים:

- אשכים, איברי מין ופטמות.

- כתמים חומים כהים או שחורים כגון כתמי לידה, שומות או יבלות.

- קעקועים או איפור עמיד.

- אזורים המושפעים ממחלות עור כגון פסוריאזיס, ויטילגו, אקזמה, אקנה, הרפס סימפלקס, זיהומים פעילים או פצעים.

- אזורים שעברו ניתוחים פלסטיים.

- ליד או סביב העיניים.

- אל תחרוג מהשימוש המצוין במדריך זה. נזק לעור עלול להתרחש לאחר יישום ממושך או חוזר על פני השטח באתר אחד.



## בטיחות עיניים

המכשיר פולט פעימות אור עזות במהלך הסרת שיער, וחשיפה ישירה עלולה לגרום לנזק לעיניים.

- אל תסתכל ישירות לתוך חלון האור כאשר המכשיר מופעל.

- אל תנסה להפעיל את המכשיר לכיוון העיניים.

- אל תטפל באזורים סביב העיניים, כגון גבות או ריסים.

מומלץ להרכיב משקפי מגן ולהסיט את המבט מהמכשיר בעת הפעלת כפתור התאורה. בנוסף, מומלץ להימנע מכך שכניסת האוויר פונה לכיוון העיניים במהלך הסרת השיער. זה מאפשר מגע נכון של המכשיר עם האזור שהוסר שיער, מה שמבטיח העברת אור יעילה תוך הגנה על העיניים מאור תועה.

## בטיחות חשמל ואש

- אין לפרק, לתקן ולהרכיב מחדש את המוצר ללא נוכחות של צוות מקצועי שכן הדבר עלול לגרום לנזק, תקלה או פציעה אישית.
- שירות לאחר מכן מסופק על ידי מקום שירות מורשה. במידת הצורך, היצרן יכול לספק דיאגרמות מעגלים, רשימות חלקי רכיבים, תיאורים, הוראות כיול כדי לסייע לצוות השירות בתיקון חלקים.
- כל שינוי בלתי מורשה אסור, מה שעלול להוביל לסיכון בלתי מקובל.

- אין להשתמש אם המכשיר פגום או שבור; לדוגמה, בית סדוק, נזק לכבלים (חוטים פנימיים גלויים), חלון אור סדוק או שבור וכו'.

- אין להשתמש ליד אמבטיות, מקלחות, אגנים או כלים אחרים המכילים מים. אין להשתמש במכשיר אם הוא חשוף למים.

- אין להשתמש אם המכשיר מתחמם בצורה לא נוחה למגע.

- אל תנסה להפעיל (להבזק) את המכשיר על פני כל משטח מלבד העור.

- אין לחסום את פתחי האוורור משני צידי המכשיר.

- אל תבצע תחזוקה במהלך השימוש.

- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מופעל כדי למנוע סכנת שריפה או כוויות.

#### ■ מצב לא מתאים

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר כדי למנוע סכנת שריפה או כוויות.

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר כדי למנוע סכנת שריפה וכוויות.

- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd מרכז שירות מורשה על ידי Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנת התחשמלות.

- מים וחשמל הם שילוב מסוכן! כדי למנוע סכנת התחשמלות.

- אין להשתמש במכשיר זה בסביבה רטובה (למשל בחדר האמבטיה או ליד מקלחת או בריכת שחייה);
- אל תתנו למים לזרום לתוך המכשיר.

- בדוק אם המתח המצוין במכשיר מתאים למתח החשמל המקומי לפני חיבור המכשיר כדי למנוע סכנת התחשמלות או נזק ממושך למכשיר.

- אם לשקע הקיר המשמש להפעלת המכשיר יש חיבורים גרועים, התקע של המכשיר מתחמם. ודא שאתה מחבר את המכשיר לשקע קיר שהותקן כהלכה כדי למנוע סכנת שריפה וכוויות.

- אין לחשוף את המכשיר לעזזועים כבדים כדי למנוע סכנת נזק למנורה.

- זהירות: נתק תמיד את המכשיר מהחשמל לאחר השימוש ובמקרה של הפסקת חשמל כדי למנוע סכנת נזק למכשיר.
- סיווג קבוצת הסיכון: קבוצה פטורה.

- הרחק את המכשיר ממון, אבק ואור, אחרת הביצועים יושפעו.

- הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד.

- אין לחשוף אזורים שהוסרו שיער לשמש. המתן לפחות 48 שעות לאחר הסרת השיער לפני חשיפת העור המוסר לאור שמש ישיר. העור שלך עשוי להיות רגיש במיוחד בעקבות הסרת שיער IPL ורגיש במיוחד לכוויות שמש. יש למרוח קרם הגנה (SPF 15 ומעלה) על האזור שהוסר שיער או לכסות את האזור שהוסר בבגדים מתאימים.

#### ■ אמצעי זהירות

- המכשיר מיועד למשתמש יחיד.

- כישורים מקצועיים והכשרה אינם נדרשים לשימוש, אנא עיין במדריך למשתמש לפני השימוש.

- מכשיר זה אינו מומלץ לשימוש על שיער אדום, אפור, בלוניני או בהיר מאוד מאחר והוא אינו יעיל על צבעי שיער אלו.

## מידע על המוצר

שם המוצר: IPL מכשיר להסרת שיער  
דגם: UI20 DB, UI20 RE, UI20 GP, UI20 PW

### ■ מידע לשימוש

מכשיר להסרת שיער IPL מיועד להסרת שיער לא רצוי. המכשיר מיועד גם להפחתה ממושכת בצמיחה מחודשת של שיער, המוגדרת כהפחתה ארוכת טווח ויציבה במספר השערות הצומחות כאשר נמדדת ב-6, 9 ו-12 חודשים לאחר השלמת משטר טיפול.

### ■ האריזה מכילה

מכשיר הסרת שיער IPL\*1






מתאם\*1

כבל חשמל\*1

מדריך למשתמש\*1

סבין גילוח\*1

משקפי מגן\*1



## ■ עקרונות הפעולה

מכשיר הסרת שיער IPL הוא מכשיר מבוסס אור להסרת שיער לטווח ארוך, המתאים לשימוש ביתי. הוא מיועד להסרת שיער לא רצוי ולהפחתה ממושכת בצמיחה חוזרת של שיער. האזורים האידיאליים לשימוש כוללים את בתי השחי, קו הביקיני, הידיים והרגליים. המכשיר עושה שימוש בטכנולוגיית IPL עם רמת אנרגיה נמוכה, כולל 3 מצבי כוח. טכנולוגיית אור פועם אינטנסיבי (IPL) מסוגלת להשיג תוצאות של הסרת שיער לטווח ארוך ברמות אנרגיה נמוכות בהרבה מהשימוש במכשירים אחרים להסרת שיער מבוססי אור.

עקרונות הפעולה הוא פוטותרמוליזיס סלקטיבי, והמשמעות היא שהמכשיר פוגע בצמיחת השיער באמצעות חימום סלקטיבי של זקיקי השיער באמצעות אור.

## ■ כיצד להשתמש

### ■ טווחי יישומים

התקן להסרת שיער IPL מיועד להסרת שיער של אזורים גדולים (כגון ידיים, רגליים, חזה) ואזורים קטנים (כגון אצבעות, שפם). אנא בדוק את טבלת גוון העור שלהלן כדי לקבוע אם IPL מתאים לך.

שימוש על סוגי עור וסוגי שיער מקובלים

מכשיר זה מיועד לשמש רק ב-Fitzpatrick Skin Types I-V. אנא עיין בתרשים שלהלן.

• אנא זהה את גוון העור שלך ובדוק את התרשים הבא כדי לראות אם המוצר מתאים:

גוון עור צבע שיער						
	לבן	ב'ל	חום בהיר	חום בינוני	חום כהה	חום שחור כהה
לבן/אפור	✗	✗	✗	✗	✗	✗
אדום	✗	✗	✗	✗	✗	✗
בלונד בהיר	✗	✗	✗	✗	✗	✗
חום בהיר	✓	✓	✓	✓	✓	✗
חום	✓	✓	✓	✓	✓	✗
חום כהה	✓	✓	✓	✓	✓	✗
שחור	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(מקרא סימנים: ✗ פירושו לא רלוונטי ✓ פירושו רלוונטי)

הערות:

• בחר את מצב הסרת השיער המתאים ביותר לסובלנות של העור שלך, ואם אין תופעות לוואי, עבור בהדרגה למצבי אנרגיה גבוהים יותר. • צבע העור שלך עשוי להשתנות, לדוגמה, אם העור שלך התכהה כתוצאה משיזוף: הוא עלול להיות כהה יותר מהטון הקודם במהלך הסרת השיער. לכן, חשוב לבדוק את ההגדרות שיש להשתמש בהן לפני כל ששן של הסרת שיער ולהתאים את ההגדרות בהתאם לאזורים השונים שבהם אתה מבצע את הסרת השיער. חלק מהאזורים עשויים להיות כהים יותר מאחרים.

## ■ לפני השימוש


השתמש בסכין הגילוח שסופקה יחד עם המכשיר כדי להסיר את כל השיער הנראה על העור לפני השימוש במכשיר. ודא שאין שיער שנותר מעל פני השטח של העור, שכן זה יכול לגרום לאי נוחות. הסר כל קוסמטיקה, לוטיונים וקרמים מהאזור שברצונך לטפל בו. נקו את האזור שנבחר וטפחו אותו יבש.

## ■ בדיקת עור


- לפני התחלת הסרת השיער, אנו ממליצים לבדוק את העור שלך לתגובות.  
- בחר את האזור בגוף שבו ברצונך לבצע את הסרת השיער. חבר את המתאם לכבל החשמל, ולבסוף, חבר את כבל החשמל למקור החשמל. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להדליק את המכשיר. הנח את חלון האור הספיר על העור הנבחר ולחץ עד שנורה האינדיקטור של חיישן העור נדלקת. העבר את המכשיר למיקום ניסוי נוסף ושנה את מצב הסרת השיער, לחץ על כפתור התאורה לביצוע ניסוי נוסף. אם זה מרגיש נעים, שנה את מצב הסרת השיער ונסה אותו במיקום ניסוי נוסף.

- אל תבצע יותר מקטף אור אחד באותו מקום. המתן 2 שעות לאחר הניסוי כדי לוודא שהעור שלך מתאים להסרת השיער ואין תגובות לוואי לאנרגיית האור. אם אין שינוי בעור לאחר 2 שעות ולא הרגשת חום אינטנסיבי במהלך הסרת השיער, מצב האנרגיה הגבוה יותר שבו השתמשת מתאים לעור שלך. תוכל להמשיך לבדוק את רמת האנרגיה הבאה עד שתמצא את רמת האנרגיה המרבית המתאימה לאזור העור המיועד.

## ■ הוראות שימוש





2. חבר את הקצה השני של כבל החשמל לשקע חשמל. חבר את כבל החשמל למקור החשמל (הערה: מדובר במכשיר פלאג-אין, נא לשמור אותו תמיד מחובר לחשמל במהלך הטיפול. אחרת, הוא לא יעבוד).



1. חבר את כבל החשמל, מתאם החשמל והמכשיר כפי שמוצג באיור.






4. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה/מצב בצד המכשיר כדי להפעיל אותו. מצב ברירת המחדל הוא Fast Mode, ופונקציית הקירור תהיה פעילה במהלך כל התהליך, כך שהאינדיקטורים הרלוונטיים יהיו זולקים עם הפעלת המכשיר.

3. הרכיבו את המשקפיים לפני תחילת הסרת השיער.

הערה: פונקציית הקירור נעדה לחוויית הסרת שיער טובה יותר, אך לפונקציה עצמה אין השפעה טיפולית.




5. למכשיר שלושה מצבים. כשהמכשיר פועל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/מצב כדי לעבור למצב הסרת שיער שאתה צריך. המצב ישתנה בסדר הבא: מצב מהיר - מצב רגיל - מצב גבוה - מצב רגיל - מצב מהיר.


הערה: מצב סופר הסרת שיער (מצב SHR)  
אזור: אזור בית השחי והבקיני (אזור שיער גס)  
הבדקים מומלצים בכל אזור טיפול: 2-3 פעמים

הוראות:

כאשר מתחילים להשתמש, אנא נסה את מצב FAST לבדיקת עור תחילה. לאחר אישור כי אין חריגות באזור המוקדן, אתה יכול להשתמש במוצר זה בביטחון. סדר השימוש הוא מהיר - רגיל - גבוה - SHR. בשל האנרגיה הגבוהה של SHR, אנא השתמש תחילה בשלושת מצבי הסרת השיער הבסיסיים, ולאחר מכן בחר במצב SHR להסרת שיער לאחר שהעור שלך ביסס סובלנות.



6. הנח את חלון הטיפול בספיר על העור לטיפול אנכית ומחונן חיישן הסרת השיער ידלק בלבן כדי לציין שחלון הטיפול נמצא במגע מלא עם העור. לחץ על כפתור ההבדק כדי להתחיל בהסרת שיער. הנורה האדומה הנדלקת מעידה, מה שנדלק באדום אומר שחלון הטיפול בספיר אינו במגע מלא עם העור, והמכשיר לא ישדר דופק אור.




לאחר השלמת הטיפול, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 1.2 שניות כדי להתחיל בתהליך הכיבוי. נורית החיווי נכבית מציגת שהמכשיר נכבה. שימו לב שבמהלך תהליך הכיבוי, המאוויר ימשיך לפעול במשך 10 שניות לפיזור חום (ישמע קול מהמאוויר). המכשיר יכבה לחלוטין רק לאחר שהמאוויר יפסיק להסתובב (רעש המאוויר נעלם). אל תנתק את המכשיר ישירות מבלי לכבות אותו תחילה.

הערה: למכשיר יש מודול זיהוי מהירות מאוויר המזהה את מהירות המאוויר. כאשר מהירות המאוויר נמוכה מ-70% מהמהירות המדורגת, המכשיר יכבה אוטומטית, כדי למנוע את הטמפרטורה הגבוהה המקומית המובילה לכוויות.

## ■ זיהוי צבע עור


חיישן גוון העור יכול לזהות ולזהות את צבע העור, ולקבוע את העוצמה הנדרשת על סמך צבע העור המוכר. ודא שחיישן גוון העור נמצא במגע מלא עם העור. אם מזהה צבע עור חוקי, נורית חיווי האנרגיה תהפוך ללבן; אם הוא אינו במגע מלא עם העור, נורית חיווי האנרגיה תהפוך לאדום. במצב הסרת שיער הבסיסי, עוצמת המצבים הרגיל והגבוה תהיה תלויה בצבע העור של המשתמש. למצב מהיר יש רק מצב רציף ורק עוצמה אחת. ניתן לבחור במצבים רגילים וגבוהים ביחידים או מתמשכים בהתאם לצרכים האישיים.

## מצבי הפעלה



המכשיר כולל שני מצבי הפעלה: מצב אוטומטי ומצב ידני. במצב אוטומטי, המכשיר פולט באופן אוטומטי פעימות אור במרווחים קבועים ללא צורך בהפעלה ידנית. במצב ידני, על המשתמש ללחוץ ידנית על כפתור ההבזק כדי להפיק דופק אור. חשוב לציין שמצב SHR אינו כולל מצב אוטומטי.


### • מצב אוטומטי (עבור אזורים גדולים כגון ידיים, רגליים):



לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההבזק למשך 1 או 2 שניות כדי להפעיל את המצב האוטומטי ומחונן ההפעלה האוטומטית יידלק. בכניסה למצב אוטומטי ייפלטו הבזקים במרווח מסוים, אז נא לשמור את חלון הטיפול בספיר במגע מלא עם העור ולהמשיך להזיז את המכשיר, החלק אותו הלך ושוב פעמיים על האזור לטיפול כדי להבטיח שהאזור מכוסה באופן שווה ולהימנע מחסר אור. במצב אוטומטי, לחץ שוב על לחצן ההבזק למשך 1 או 2 שניות כדי לחזור למצב הפעלה בודדת.

טיפ: ניתן להתאים את מהירות התנועה בהתאם למהירות ההבהוב, כך שהמוצר יוכל לכסות את האזור בצורה שווה יותר. תדירות ההבהוב גבוהה יותר במצב מהיר וקצת נמוכה יותר במצב גבוה. יתר על כן, ככל שהרמה גבוהה יותר, כך מהירות פלט האור נמוכה יותר.

### • מצב ידני (מתאים לאזורים קטנים כגון שיער שפתיים):



הנח את חלון הטיפול בספיר על האזור המיועד לטיפול ובמגע מלא עם העור. מחונן חיישן הסרת השיער יידלק, מה שמצביע על כך שחלון הטיפול נמצא במגע מלא עם העור. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההבזק כדי להתחיל בהסרת שיער. העבר את חלון הטיפול בספיר לאזור הבא, המתן עד שהאור הלבן של חיישן הסרת השיער יידלק, ולאחר מכן לחץ שוב על כפתור ההבזק כדי לחזור על הפעולה הנ"ל לפי הסדר.

טיפ: אם העור שלך מתחיל להרגיש חום מוגזם במהלך תהליך הסרת השיער, השהה לכמה שניות כדי לתת לחלון הטיפול בספיר להתקרר לפני השימוש במוצר שוב.

### ■ לוח זמנים מומלץ להסרת שיער

שבועות 1-4: שלוש פעמים בשבוע, כל יומיים.  
משבוע 5: התאם את לוח הזמנים להסרת שיער פעם בשבועיים או פעם בחודש, על סמך צמיחת השיער שלך.  
שים לב שאתה יכול להתאים אישית את לוח הזמנים והמצב בהתאם לסוג השיער שלך. לשיער עבה או כבד יותר, אתה יכול לשקול להגדיל את המצבים והתדירות במסגרת הסובלנות שלך.  
זכור כי צמיחת שיער אינדיבידואלית משתנה, והתוצאות עשויות להיות שונות עבור כל אדם.

### ■ טיפוח העור לאחר הסרת שיער

לאחר הסרת שיער, רצוי למרוח קרם גוף או ג'ל קומפרס קר לטיפול נכון.  
בנוסף, הימנע מחשיפת אזורים שהוסרו שיער לאור השמש. המתן לפחות 48 שעות לאחר הסרת השיער לפני שתאפשר חשיפה ישירה לאור שמש לעור שהוסר. והימנע ממוצרי טיפוח המכילים אלכוהול וחומרים חומציים/בסיסיים.

## תחזוקה

### ניקוי

על מנת להבטיח את התוצאות הטובות ביותר ואת חיי השירות של המוצר, נא לנקות את המוצר לפני ואחרי כל שימוש כדי למנוע הצטברות פסולת.

- לפני הניקוי יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כדי לאפשר למכשיר להתקרר.

- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנגב ולנקות את משטח החלון הבהיר.

- לעולם אל תשטוף את המוצר והאביזרים מתחת לברזים או במדיחי כלים.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים (משחת שיניים וכו') או נוזלים קורוזיביים (בנדין, שמן מנוע, אצטון וכו') לניקוי המוצר.

הערה: אם המים לא מתנקים היטב, השתמשו במטלית טבולה באלכוהול בריכוז 75% לניקוי המכשיר.

בסיום הניקוי, אנא ערכו בדיקה ויזואלית כדי לבדוק אם יש שאריות לכלוך. אם המכשיר אינו נקי מבחינה ויזואלית, אנא חזרו על שלבי הניקוי לעיל.

### אחסון

- נקו את המכשיר לפני אחסנתו.

- אחסן את המכשיר בסביבה יבשה נטולת אבק בטמפרטורה של  $10^{\circ}\text{C}$  -  $131^{\circ}\text{F}$  /  $14^{\circ}\text{F}$  ~  $+55^{\circ}\text{C}$

## מיחזור

על מנת למזער את הסכנות לבריאות ולסביבה ולהבטיח שניתן למחזור חומרים, יש להשליך מוצר זה למתקן איסוף נפרד לפסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לדרישות הסביבה המקומיות.



## פתרון בעיות

להלן סיכומי הבעיות הנפוצות ביותר שאתה יכול להיתקל בהן במכשיר. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה עם המידע שלהלן, אנא צור קשר עם המפיץ המקומי שלך או למוכר

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא מצליח לאתחל כרגיל	חשמל לא מחובר	בדוק אם המכשיר מחובר לחשמל.
חלון התאורה לא יהיה במגע מלא עם העור שלך	ייתכן שחלון האור לא יהיה במגע מלא עם העור שלך	ודא שחלון האור מכסה את עורך במלואו; ברגע שמחונן חישת העור כדלק, לחץ על לחצן התאורה.
כאב בלתי נסבל במהלך הסרת השיער	לא גולח שיער באזור המטופל	לפני השימוש יש לגלח את השיער באזור המיועד לעיבוד. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לשריפת שיער במכשיר, שעלול לגרום לאי נוחות.
	המצב שנבחר חזק מדי	בחר מצב בעצימות נמוכה יותר
	חלון האור פגום	לאחר 30 שניות של הפעלה, בדוק את חלון האור לאיתור ערפל מים. אם אף אחד לא קיים, אנא פנה לתמיכה של Ulike לסיוע נוסף.
לאחר השימוש, אזור הסרת השיער הופך לאדמומי	אדמומיות קלה היא נורמלית ואינה מזיקה לגוף, והיא תדעך בקרוב	מרחו ג'ל אלווה כדי להרגיע את העור, או השתמשו באפקט הקירור של חלון האור
	אתה משתמש ברמת אנרגיה נמוכה מדי עבורך	אנא בחר רמה גבוהה יותר בפעם הבאה next timer
	פספס כמה נקודות באזור שהוסר שיער	ההבהוב צריך להיות בסמיכות וצריכה להיות חפיפה מסוימת בין אזורי ההבוק.
	המכשיר הזה לא מתאים לגוון העור או צבע השיער שלך	אם השיער שלך בלונדיני בהיר, אפור, אדום או לבן, הסרת השיער לא תהיה יעילה.
תוצאה בלתי מספקת בהסרת שיער	תדירות שימוש לא מספקת	לתוצאות טובות יותר של הסרת שיער, אנו ממליצים על לוח הזמנים הבא להסרת שיער: שבועות 1-4: כל יומיים שבועות 5-12: פעם בשבועיים או פעם בחודש
	התגובה שלך לחשיפה לאור איטית או שהשיער שצריך להסיר הוא עבה.	אזורי שיער עבים יותר, כגון קו הביקיני, בתי השחי והזקן, עשויים לדרוש יותר זמן והסרת שיער חוזרת ונשנית כדי לראות ירידה משמעותית. לסוגי עור שונים עשוי לקחת זמן רב יותר להגיב לאור, לכן מומלץ להמשיך להשתמש במוצר שלנו עד 3 חודשים לתוצאות מיטביות.
המכשיר מתחמם במהלך השימוש	עשוי להיות בגלל הפעלה ממושכת	כבה את המכשיר ותן לו הפסקה לכמה דקות.

## מפרט טכני









שם המוצר	מכשיר להסרת שיער בשיטת IPL
דגם מוצר	UI20 DB, UI20 RE, UI20 GP, UI20 PW Note: Model difference only exists in enclosure color, UI20 DB is Purple, UI20 RE is Pink, UI20 GP is Gold, UI20 PW is Silver
מידות (B x H x D)	206.73mm*68.68mm*54.29mm
קלט חשמלי	24V 3.75A, 90W
רמת אנרגיה	1~10 level
גודל האזור המואר	3.9cm <sup>2</sup> /0.6 sq in
אורך גל	550nm~1200nm
אנרגיה פלט	5.0J~26.0J
צפיפות אנרגיה	1.28J/cm <sup>2</sup> ~6.66J/cm <sup>2</sup>
גרסת התוכנה:	V1.0
מצבים תפעוליים	Operating temperature: 5°C ~ 30°C/ 41°F ~ 86 °F Humidity: 5%~ 80%RH Relative pressure: 80kPa ~106kPa
תנאי אחסון והובלה	Storage temperature:-10°C ~ 55°C/ 14 °F ~ 131 °F Humidity: 5%~ 90%RH Relative pressure: 50kPa~106kPa
כמות היבהובים	300,000 flashes.
מתאם	Manufacturer: ASIAN POWER DEVICES INC. Model: DA-90Q24 INPUT: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A OUTPUT: 24.0V 3.75A, 90W
	Manufacturer: Mass Power Electronics Inc. Model: E090-1E240375M2 INPUT: 100V-240V~, 50/60Hz, 1.5A OUTPUT: 24.0V 3.75A, 90W
שעתיים	לאחר הוצאת המכשיר מאחסון בטמפרטורות סביבה הנמוכה מ-10°C, ידרש זמן מסוים למכשיר לשוב לפעולה רגילה בטמפרטורות סביבה של 20°C.
שעתיים	לאחר הוצאת המכשיר מאחסון בטמפרטורות סביבה הגבוהה מ-60°C, ידרש זמן מסוים למכשיר לשוב לפעולה רגילה.

## EMC וביו תאימות

הנחיית EMC

- אזהרה: אל תשתמש בסמוך למכשיר כירורגי HF פעיל ולחדר מוגן RF של מערכת ME להדמיית תהודה מגנטית, כאשר עוצמת ההפרעות EM גבוהה.
- אזהרה: יש להימנע משימוש במכשיר זה בסמוך למכשיר אחר או בערמה עם מכשיר אחר מכיוון שהוא עלול לגרום לפעולה לא נכונה. אם יש צורך בשימוש כזה, יש להתבונן במכשיר זה ובמכשיר האחר כדי לוודא שהם פועלים כרגיל.
- אזהרה: שימוש באביזרים, מתמרים וכבלים שאינם אלה שצוינו או מסופקים על ידי היצרן של התקן זה עלול לגרום לעלייה בפליטות אלקטרומגנטיות או לירידה בחסינות האלקטרומגנטית של התקן זה ולגרום לפעולה לא נכונה
- אזהרה: יש להשתמש בהתקן תקשורת RF נידד (כולל ציוד היקפי כגון כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות) לא יותר מ-12 אינץ' (30 ס"מ) לכל חלק של המכשיר, כולל כבלים שצוינו על ידי היצרן. אחרת, עלולה להיגרם פגיעה בביצועים של מכשיר זה.



סמלים		
מס.	סמל	תאור
1		שימוש בייתי
2		WEEE (הוראות טיוב פסולת חשמלית ואלקטרונית). מוצרי הפסולת צריכים להיות מטופלים בהתאם לחוק.
3		שמור מרחק מגשם
4		יצרן
5		סמל אזהרה לשימוש עם מכשיר IPL: אל תשתמש בו ישירות על העיניים, מכיוון שהאור האינטנסיבי שמפיץ המכשיר עלול לגרום נזק לעיניים.
6		DC יציאת
7		מספר מקסימלי של חבילות/פריטים זהים שניתן להניח על החבילה התחתונה, כאשר '5' הוא המספר המגביל.
8		זהירות

מספר חשבונית	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

**BKD GROUP** בע"מ, (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח") לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:

האחריות למוצר היא לתקופה של 12-3 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק | אחריות על סוללה 6 חודשים, אחריות על מטען 3 חודשים.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:  
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בזדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכו'.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.



לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך. ניתן גם להירשם ישירות באתר החברה [www.bdk-group.com](http://www.bdk-group.com) בלשונות הרשמה לאחריות.



# Ulike

ulike.co.il



Scan me!

הביאו את סלון היופי אל הספה שלכם



רח' יחיאל דרזנר 9, פתח תקוה | טל. 077-6170059 | פקס 077-3225909 | [www.bdk-group.com](http://www.bdk-group.com)