




# מדריך הפעלה למכשיר אינהלציה

A82-LIFE-Dog Nebulizer NBB02




## חלקי המכשיר



1. מדחס
2. פיית אוויר
3. מפסק הדלקה/כיבוי
4. כבל חשמל
5. מסנן אוויר

## חלקי המערפל



1. צינור
2. כוסית
3. מערפל מים/תרופה
4. מכסה
5. מסכה
6. פייה לפה

## הקדמה

המערפל הוא מכשיר רפואי נייד, שנועד להעברה יעילה של תרופה ממרשם רופא ואשר נשאפת דרך פייה או מסכה.

המכשיר מורכב ממדחס ואביזרים נוספים.


בחוברת זו כלול מידע חשוב עם הנחיות שימוש במכשיר, יש לקרוא היטב לפני השימוש.

## אמצעי זהירות


1. אין להשתמש במכשיר במקלחת.
2. אין לנגוע במכשיר שנפל למים, יש לנתק באופן מיידי מהחשמל.
3. יש לנתק את המכשיר עם סיום השימוש מהחשמל.
4. יש לוודא שמקור זרם החשמל מתאים.
5. אין להשתמש במכשיר פגום שלא פועל טוב, יש להעבירו למעבדה לבדיקה.
6. אין לחשוף את המכשיר לחום.
7. אין לפרק את המדחס, במקרה של תקלה יש להעבירו למעבדה.
8. למניעת התפתחות חיידקים יש לנקות היטב את המכשיר ולייבש את כל חלקיו.
9. יש להשגיח על ילדים המשתמשים במכשיר.
10. ילדים מתחת לגיל 3 או מבוגרים אשר מסיבה כלשהיא אינם יכולים להשתמש בפיה צריכים להשתמש במסכה.
11. לפני השימוש יש לוודא כי חלקי המכשיר מורכבים נכון.
12. **אם פתיל הזינה גיזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.**

## סידור המערפל ואביזרים

1. יש להניח את חלקי המכשיר על משטח ישר ונקי, את המסנן יש לבדוק כל חודש או כל 10-12 טיפולים. במידה והמסנן מלוכלך, סתום או רטוב יש להחליפו.
2. יש להסיר את מכסה המערפל ע"י סיבוב נגד כיוון השעון ובעזרת טפטפת לטפטף את התרופה לא יותר מ-8 מ"ל בכל טיפול, לסגור את המכסה ע"י סיבוב בכיוון השעון.




3. במידה ומשתמשים במסכה, יש לחבר אותה כראוי למערפל.



4. במידה ומשתמשים בפייה יש לחברה היטב למקומה.





5. יש לחבר את קצה הצינור לפתח יציאת האוויר ואת הקצה השני של הצינור לתחתית מסכה המערפל. כל החיבורים צריכים להיות מהודקים היטב.



## הפעלת המכשיר

1. יש לחבר את כבל החשמל


2. ללחוץ על כפתור ההפעלה למצב ON



3. להחזיק את הכוסית, פייה או מסכה מול הפנים ולהצמיד.



4. לשאוף את תרסיס התרופה
  5. כאשר התרופה נגמרת יש לכבות את המכשיר
- הערה: לשימוש מיטבי של המכשיר כדאי להשתמש במשך 20 דקות ואז לכבות את המכשיר למשך 40 דקות לפני שימוש חוזר.



6. עם סיום השימוש יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
7. לנתק את הצינור והאביזרים
8. לנקות ולחטא את הצינור וחלקי המכשיר.

### ניקוי חלקי המכשיר


1. יש לנתק את הצינור ושאר החלקים.
- אם יש לחות בצינור יש לתת למדחס לעבוד 2-3 דקות, האוויר החם ייבש את הצינור או לחילופין לתלות את הצינור כך שהנוזל יזלוג מהצינור ולנגב את הקצוות במגבת יבשה.
2. יש לפרק את הצינור והאביזרים.
3. יש לשטוף את כל החלקים במים חמים ונוזל כלים.
4. אין לשטוף את הצינור
5. יש לנגב בעזרת מגבת יבשה.

### חיטוי המכשיר וחלקיו

1. יש לנקות את המכשיר כפי שהוסבר לפני כן
2. בשימוש שוטף, יש להשרות את החלקים לחילופין יום כן ויום לא, בתערובת:  $\frac{1}{4}$  חומץ לבן  $\frac{3}{4}$  מ"ל
- ברז - אין להשרות את הצינור!
3. יש לשטוף את החלקים במים חמים ולייבש היטב.

## תחזוקה

1. את מסנן האוויר יש להחליף מיידית כאשר הוא נרטב או נסתם.



2. יש להחליפו רק כאשר המכשיר כבוי ומנותק מהחשמל.

3. אין לשטוף את המסנן, תמיד יש להחליפו בחדש.

4. בכל בעיה יש לפנות למעבדה.

5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר

## מפרט טכני

מידות	27.4x16.7x10.6
משקל מדחס	1,86kg
מקור מתח	230V
צריכה	68W
לחץ	860-1060HPA
טווח לחות	30%-75%
מחזור הפעלה	20 דקות הפעלה 40 דקות מנוחה



**יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ**

**רח' דותן 2, יבנה**

**טל. 03-5581666**

## **תעודת אחריות מס'**

תאריך קנייה: \_\_\_\_\_

למכשיר \_\_\_\_\_ דגם \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_

1. ניתנת בזאת אחריות המפורטת להלן לתקופה של שנה מיום קניית המוצר.  
תעודת האחריות בתוקף רק בצרוף חשבונית מס עם תאריך הקניה
2. האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה ללא תשלום של כל חלק במוצר אשר יראה לנו פגום  
ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם כתוצאה מפגם בייצור.
3. האחריות לא תחול במקרים הבאים:  
א. קלקול שנגרם שלא בהתאם להוראות השימוש.  
ב. שבר או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר או נזקים עקב גורמים חיצוניים.  
ג. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו אשר נעשה ע"י מי שלא הוסמך על ידנו.  
אין האחריות כוללת חלקים מתכלים.
4. תנאי מוקדם למימוש האחריות הוא הבאת המוצר בשלמותו אלינו, תוך 7 ימים מיום גילוי הליקוי ו/או הפגם בצרוף תעודה זו, כאשר היא מלאה וחתומה ע"י המוכר וכי הספח המצ"ב ישלח אלינו תוך 10 ימים ממועד הרכישה.

לשרותך תמיד

**מ. פיינגרש ושות' בע"מ**

תעודת אחריות מס'

למכשיר \_\_\_\_\_ דגם \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_

תאריך קנייה:

לתקופה של שנה מיום קניית המוצר

שם הקונה: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_ טל: \_\_\_\_\_

שם המוכר: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ מס' חשבונית: \_\_\_\_\_

יש לשלוח ספח זה לחברת מ. פיינגרש ושות' בע"מ, רח' דותן 2, יבנה, טל. 03-5581666

**אנא מלא כרטיס זה ושלח אלינו כדי לעזור לנו לתת לך את השירות הטוב ביותר**

ניתן לרשום תעודת אחריות דיגיטלית באתר החברה [www.mfcl.co.il](http://www.mfcl.co.il)




دليل لتشغيل جهاز استنشاق

A82-LIFE-Dog Nebulizer NBB02








## أجزاء الجهاز

1. المكثف
2. فوهة الجهاز
3. مفتاح التشغيل/الإطفاء
4. كابل كهرباء
5. مصفي الهواء



## أجزاء الرذاذ


1. أنبوب
2. كأس
3. رذاذ الماء/الدواء
4. غطاء
5. قناع
6. فوهة للفم

## مقدمة




الرزاذ هو جهاز طبي متنقل، مخصص للقيام بإعطاء ناجر لدواء بحسب وصفة طبيب والذي يتم استنشاقه عن طريق فوهة أو قناع.  
يتركب الجهاز من مكثف ولوازم أخرى.  
يحتوي هذا الكراس معلومات مهمة مع توجيهات استعمال للجهاز، يجب قراءة الكراس جيداً قبل الاستعمال.

## وسائل الحذر

1. يمنع استعمال الجهاز في الحمام.
  2. يمنع لمس الجهاز الذي سقط في الماء، يجب فضله فوراً عن الكهرباء.
  3. يجب فصل الجهاز مع انتهاء الاستعمال من الكهرباء.
  4. يجب التأكد بأن مصدر التيار الكهربائي ملائم.
  5. يمنع استعمال جهاز معطل الذي لا يعمل جيداً، يجب نقله إلى المختبر من أجل الفحص.
  6. يمنع تعريض الجهاز لمصدر حراري.
  7. يمنع تفكيك المكثف، في حال حدوث عطل يجب نقله إلى المختبر.
  8. لمنع تطور جراثيم يجب تنظيف الجهاز جيداً وتجفيف كل أجزائه.
  9. يجب مراقبة الأطفال عند استعمالهم للجهاز.
  10. الأولاد تحت سن 3 سنوات أو بالغون الذين لسبب ما لا يمكنهم استعمال الفوهة يجب أن يستعملوا قناعاً.
  11. قبل الاستعمال يجب التأكد بأن كل أجزاء الجهاز مركبة كما يجب.
  12. في حال تضرر كابل الكهرباء الرئيسي، يجب تجنب الخطر، يتم تبديله من قبل المصنع فقط، من قبل وكيل الخدمة التابع له أو من قبل شخص مؤهل للقيام بذلك.
- ترتيب الرزاذ والأدوات
1. يجب وضع أجزاء الجهاز على مسطح نظيف ومستوي، يجب فحص المصفاة كل شهر أو كل 10-12 استعمال. في حال أن المصفاة متسخة، مسدودة أو رطبة يجب تبديلها.
  2. يجب نزع غطاء الرزاذ من خلال البرم عكس اتجاه عقارب الساعة وبمساعدة قطارة نقوم بتنقيط الدواء ليس أكثر من 8 ملل في كل علاج، إغلاق الغطاء من خلال البرم باتجاه الساعة.




3. في حال يتم استعمال قناع، يجب توصيله كما يجب بالرداذ.  
4. في حال يتم استعمال فوهة يجب توصيلها جيداً في مكانها.




5. يجب توصيل طرف الأنبوب إلى فتحة خروج الهواء والطرف الثاني من الأنبوب إلى أسفل غطاء الرداذ. يجب أن تكون كافة التوصيلات محكمة.

## تشغيل الجهاز:

1. يجب توصيل الكابل بالكهرباء



2. للاحق على كفتور ההפעלה למצב ON




3. يجب الإمساك بالكأس، الفوهة أو القناع مقابل الوجه وتقريبه منه.



4. استنشاق رذاذ الدواء  
5. عندما ينفذ الدواء يجب إطفاء الجهاز.

ملاحظة: للاستعمال بأفضل شكل يستحسن استعماله خلال 20 دقيقة ومن ثم إطفاءه لمدة 40 دقيقة قبل الاستعمال مرة أخرى.



6. مع الانتهاء من استعمال الجهاز يجب فصله عن الكهرباء.  
7. فصل الأنبوب والأدوات  
8. تنظيف وتعقيم الأنبوب وأجزاء الجهاز.

## تنظيف أجزاء الجهاز


1. يجب فصل الأنبوب وسائر القطع.  
في حال وجود رطوبة في الأنبوب يجب ترك المكثف يعمل مدة 2-3 دقائق. سوف يجفف الهواء الساخن الأنبوب أو بدلاً من ذلك يمكن تعليق الأنبوب بحيث يخرج منه السائل وتجفيف الطرف بخرقة جافة.
2. يجب تفكيك الأنبوب والأدوات.
3. يجب غسل الأجزاء بالماء الساخن وسائل منظف الصحون.
4. يمنع غسل الأنبوب
5. يجب التجفيف بمساعدة خرقة جافة.

## تعقيم الجهاز وأجزائه

1. يجب تنظيف الجهاز كما شرح من قبل
2. عند استعمال العادي. يجب غمس القطع يوم تلو الآخر. بخليط مكون من ¼ خل أبيض. ¼ ماء من الحنفية- يمنع غمس الأنبوب!
3. يجب غسل الأجزاء بالماء الساخن وتجفيفها جيداً.

## صيانة

1. يجب تبديل مصفاة الهواء فوراً في حال تعرضت للرطوبة أو سدت



2. يجب تبديله فقط عندما يكون الجهاز غير مشغل ومفصول عن الكهرباء.

3. يمنع غسل المصفاة. يجب دوماً تبديلها بأخرى جديدة.

4. بخصوص أي مشكلة يجب التوجه إلى المختبر.

5. في حال تضرر كابل الكهرباء الرئيسي، يجب تجنب الخطر، يتم تبديله من قبل المصنع فقط، من قبل وكيل الخدمة التابع له أو من قبل شخص مؤهل للقيام بذلك.

## التفاصيل التقنية

المقاسات	27.4x16.7x10.6
ووزن المكثف	1.88 كيلوغرام
مصدر التيار	230 فولط
الاستهلاك	68 واط
الضغط	860-1060HPA
مدى الرطوبة	30%-75%
دورة العمل	20 دقيقة عمل 40 دقيقة راحة

## بطاقة كفالة رقم:

تاريخ الشراء: \_\_\_\_\_

الجهاز: \_\_\_\_\_ نموذج: \_\_\_\_\_ رقم: \_\_\_\_\_

1. تمنح بهذا الكفالة المفصلة فيما يلي لفترة حتى سنة واحدة من تاريخ شراء الجهاز. تكون شهادة الكفالة سارية المفعول فقط مع إرفاق فاتورة ضريبة مع تاريخ الشراء.
2. تنحصر الكفالة على تصليح أو تبديل من دون دفع عن كل جزء في الجهاز الذي يبدو لنا أنه معطوب والذي يحسب رأينا قد حدث بسبب عطل في الصنع.
3. لا تسري الكفالة في الحالات التالية:
  1. عطل قد حدث ليس حسب تعليمات الاستعمال.
  2. كسر أو عطل الذي قد حدث بسبب إهمال الجهاز أو أضرار في أعقاب عوامل خارجية.
  3. علاج، تغير أو تصليح أيّاً كان الذي يتم من قبل من لم يتم تأهيله من قبلنا.
4. لا تشمل الكفالة أجزاء قابلة للبلاء.
4. شرط مسبق لتطبيق الكفالة هو إحضار الجهاز بأكمله إلينا. خلال 7 أيام من يوم اكتشاف العطل و/أو الخراب مع إرفاق هذه الشهادة. وهي معبأة ومختومة من قبل البائع وبأن يتم إرسال الملحق المرفق إلينا خلال 10 أيام من موعد الشراء.

## بطاقة كفالة رقم

الجهاز: \_\_\_\_\_ نموذج: \_\_\_\_\_ رقم: \_\_\_\_\_

لفترة سنة من يوم شراء الجهاز تاريخ الشراء:

اسم المشتري: \_\_\_\_\_ العنوان: \_\_\_\_\_ هاتف: \_\_\_\_\_

اسم البائع: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_ رقم الفاتورة: \_\_\_\_\_

يجب الإرسال إلى العنوان التالي:

م. فاينغريش وشركائه ك.ض. دوثان 2 يفنه . هاتف رقم ٠٣-٥٥٨١٦٦٦

**الرجاء تعبئة هذه البطاقة وإرسالها إلينا لمساعدتنا في تقديم أفضل خدمة**

يمكن تسجيل بطاقة الكفالة بشكل رقمي على موقع الشركة [www.mfcl.co.il](http://www.mfcl.co.il)




**COMPRESSOR NEBULIZER  
USER'S MANUAL  
A82-LIFE-Dog Nebulizer NBB02**



## ILLUSTRATION OF PARTS


### A. NEBULIZER COMPRESSOR UNIT

1. Compressor
2. Air Outlet
3. Power Switch
4. Power Cord
5. Air Filter



### NEBULIZER ASSEMBLY AND ACCESSORIES ILLUSTRATION

1. Tubing
2. Nebulizer Cup
3. Nebulizer Insert
4. Nebulizer Cap





## INTRODUCTION

This nebulizer is a portable medical device intended to aerosolize physician-prescribed medication which is inhaled through a mouthpiece or mask. A nebulizer may be used instead of a metered dose inhaler. The device consists of a compressor unit and nebulizing attachments.

These instructions contain important information and safety precautions for the nebulizer. Illustrations of the compressor unit and tubing and accessories are on page 2. Before using your nebulizer, you should read and understand the entire User's Manual for the compressor unit and tubing and accessories. Take special note of all safety precautions marked DANGER and WARNING. Keep the user's manual for future reference.

**AIRFILTER:** The airfilter on the top panel of the compressor unit is bright white when new. With use, it will turn grey, which means it is time to replace it. It must be replaced immediately if it gets wet or becomes clogged. The air filter lasts up to 500 hours of use before replacement. A general rule is to replace the air filter whenever the nebulizer unit is replaced (every 6 months). To replace the air filter, ensure the compressor is turned off, open the air filter cover to take out the air filter and replace it with a new one. Place the cap back into the socket of the compressor and snap the filter cover back in place.

**NOTE:** Do not attempt to wash and reuse the air filter. Do not use substitute filter material. Compressor damage may result.

**SAFETY PRECAUTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS. READ ALL WARNINGS BEFORE USING YOUR NEBULIZER.**

**WARNING Caution:** U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Use only when prescribed by a physician and with the prescribed medication.

Read all warnings and user's manual before use. Use the product only for its intended use as described in the user's manual. Improper use can result in serious or fatal illness/injury, improper treatment or property damage.

Use only with nebulizers, tubing and accessories authorized provided for this device. Other nebulizers, tubing and accessories may result in improper treatment. Other compressors and tubing may produce incorrect flow, resulting in improper dosage.

Use with other compressors, tubing and accessories should be reviewed with your healthcare professional.

**CAUTION:** This appliance is not for unattended use.

### 1-3. NEBULIZER COMPRESSOR SAFETY PRECAUTIONS

**DANGER:** To reduce the risk of serious or fatal injury from electrocution:

1. Do not place or store the product where it can fall or be knocked into bathtub, sink, water, or other liquid. Do not place or drop into any liquid. Do not use while bathing.

Do not reach for a product that has fallen into water or other liquid. Unplug immediately.

3. Always unplug immediately after using.

## SETTING UP THE NEBULIZER COMPRESSOR AND NEBULIZER ACCESSORIES

1. Wash hands with soap and warm water and dry completely with a clean towel.


2. Place the compressor on a clean, dust-free, stable and flat surface. Check the filter monthly or every 12-10 treatments and replace if dirty, clogged, or wet to ensure proper operation.

3. Make sure tubing and accessories have been cleaned and/or disinfected before first use and after last daily treatment. Refer to the Cleaning and Disinfecting Tubing and Accessories section on page 12.

4. Remove the nebulizer cap by twisting counter-clockwise until it stops and lift up (Figure 1-3).

5. Fill nebulizer cup using eyedropper or syringe with prescribed medication. Do not fill more than 8 ml pretreatment (Figure 2-3).

6. Close the nebulizer cap and turn clockwise until it is tightened (Figure 3-3).



4. If using the mask, press it directly into the adapter's larger end and then press the adapter's other end firmly into the outlet of nebulizer cap. The adapter is designed to fit tightly (Figure 4).

5. If using the mouthpiece, attach it to the tee by pressing firmly into it, then attach this assembly to the nebulizer outlet by pressing firmly into the nebulizer cap. The cap is designed to fit tightly (Figure 5).

°45 MOUTHPIECE



Figure 5

NEBULIZER CAP



NEBULIZER CAP



Figure 4

6. Press one end of the tubing firmly onto the air outlet on the front of the compressor unit. It is important that the tubing be pushed firmly all the way onto the air outlet of the compressor unit. The tubing is designed to fit tightly (Figure 1-6).

10. Firmly press the other end of the tubing onto the bottom of the nebulizer cup (Figure 2-0).

AIR OUTLET

Figure 1-6



Figure 2-6

AIR INTEKE

TUBING





## OPERATING THE COMPRESSOR NEBULIZER

1. Take the power cord out of the storage cavity and plug into an electrical outlet.

2. Locate the power switch or the front of the unit, and switch it to the "on» position as shown below.

"On» Position


"ON" POSITION



3. Check for moisture leakage near the connections.



4. Hold the air intake near the nose (Figure 1-10). If using an optional mask, put the mask on the face (Figure 2-10). If using a mouthpiece, hold it in the mouth (Figure 3-10).
  5. Inhale the liquid medication moisture.
  6. When liquid medication is depleted, turn the power switch to the off position.
- NOTE: For optimal performance operate the unit 20 minutes on then leave off for 40 minutes.



7. Unplug the power cord from the electrical outlet and tuck it into cord storage cavity.
8. Detach the tubing and accessory from the compressor unit.
9. Clean and sterilize tubing and accessories.

## CLEANING THE NEBULIZER COMPONENTS AND ACCESSORIES

1. Disconnect the tubing from the compressor and from the bottom of the nebulizer cup.
2. If there is any moisture (condensation) in the tubing, let the compressor run with the tubing only for 3-2 minutes. The warm air from the compressor will dry out the tubing. Alternatively, you can dry the tubing by removing it from the compressor and hanging it up with the «end8 down» to allow the moisture or condensation to drain out and evaporate. Use a clean damp cloth to wipe the exterior of the tubing.
3. Disassemble tubing and accessories as illustrated.
4. Wash all parts with warm water and liquid dish soap. **DO NOT WASH THE TUBING.**
5. Rinse thoroughly with warm water and shake out water.
6. Air dry or hand dry nebulizer parts on a clean, lint free cloth. Reassemble nebulizer when parts are dry and store.
7. You can also wash the accessories in the top shelf of a dishwasher. Masks cannot be washed safely in a dishwasher. **DO NOT WASH THE TUBING.** Place the parts in a dishwasher basket and place the basket on the top rack of the dishwasher. Remove and dry parts when the cycle is complete.

## DISINFECTING AND STERILIZING NEBULIZER COMPONENTS AND ACCESSORIES


1. Clean the nebulizer components and accessories as described in cleaning section. Every other treatment day, soak the parts in a solution of 1 part distilled white vinegar and 3 parts hot tap water for 1 hour. **DO NOT SOAK THE TUBING.** You can substitute commercially available respiratory equipment disinfectant for distilled white vinegar by following manufacturer's instructions for mixing.
2. Rinse all parts thoroughly with warm tap water and dry with a clean, lint-free cloth. Discard vinegar solution when disinfecting is complete.
3. Components (except tubing and mask) may also be sterilized by boiling them in clean water for a full 10 minutes. Hospitals and clinics can sterilize components (except tubing and mask) by autoclaving (a maximum of °277F or °120C) and following autoclave manufacturer's instructions. Dry parts on a clean, lint-free cloth.
4. Tubing and accessories must be stored in a sterilizing box before using and must be sterilized periodically after use.

**MAINTENANCE**

**AIRFILTER:** The airfilter on the top panel of the compressor unit is bright white when new. With use, it will turn grey, which means it is time to replace it. It must be replaced immediately if it gets wet or becomes clogged. The air filter lasts up to 500 hours of use before replacement. A general rule is to replace the air filter whenever the nebulizer unit is replaced (every 6 months). To replace the air filter, ensure the compressor is turned off, open the air filter cover to take out the air filter and replace it with a new one. Place the cap back into the socket of the compressor and snap the filter caver back in place.

**NOTE**

Do not attempt to wash and reuse tha air filter. Do not use substitute filter material. Compressor damage may result.



**NEBULIZER SPECIFICATIONS**

Dimensions (Compressor only):	27.4x16.7x10.6
Weight (Compressor only):	4. 1 pound(1.86kg)
Electrical Requirements:	230V
Power Consumption:	68W
High Hydrostatical pressure:	860-1060HPA
Humidity:	30%-75%
Operation cycles:	Operation for 20 min. 0fffor40 min.