


לקוח יקר,

תודה שבחרת במכשיר הטנס של לייף, לעיסוי ולסיוע בשיכוך כאבים. מכשיר הטנס של לייף הינו מכשיר דיגיטלי בעל עשר תוכניות הפעלה. המכשיר פועל בשיטת ה-EMC בעזרת אלקטרודות רב פעמיות המודבקות לאזור הכאב. המכשיר מסייע לשכך את הכאב באמצעות גלים חשמליים זעירים העוברים למערכת העצבים וגורמים לחסימה של הכאב המועבר למוח. בנוסף הגלים החשמליים יוצרים אפקט של עיסוי השרירים והאזור הכואב.

פעולות נוספות של המכשיר:

1. ממריץ את זרימת הדם באזור המטופל ובגוף כולו.
2. מקל על עייפות כללית ומשפר את התפקוד.
3. מקל על תנועת המפרקים.
4. מרגיע ומקל על כאבי שרירים.
5. מקל על כאבים הנגרמים משעות ישיבה מרובות.

חלקי המכשיר:



1. כפתור הפעלה / כיבוי
2. חיבור USB
3. סמן טיימר
4. סמן סוללה
5. צג
6. סמן עוצמת העיסוי
7. כפתור הגברת עוצמת העיסוי
8. בורר A/B
9. כפתור לשינוי תכניות
10. כפתור להנמכת עוצמת העיסוי
11. כפתור טיימר (זמן עיסוי)
12. יציאה לכבל אלקטרודות
13. כבל אלקטרודות
14. כבל USB
15. כריות עיסוי
16. מחזיק כריות

הוראות שימוש:

בטעינה הראשונה יש להטעין את הסוללה כ-8 שעות. טעינת סוללת הליתיום מתבצעת באמצעות כבל USB. יש להטעין את הסוללה כל שלושה חודשים גם אם המכשיר אינו בשימוש, על מנת לשמור על אורך חיי הסוללה. כאשר הסוללה בטעינה סמן הסוללה מתבהב. הסמן יכבה כאשר תסתיים ההטענה.

הוראות הפעלה:


יש לנקות את העור באזור המטופל לפני הצמדת כריות העיסוי. יש להסיר את הכיסוי השקוף מכריות העיסוי לפני הטיפול. יש להרטיב את כריות העיסוי במספר טיפות מים לפני הטיפול בעזרת אצבע רטובה. הצמד את כריות העיסוי לאזור המטופל לפני חיבור הכבל למכשיר. חבר את הכבל למכשיר והפעל את המכשיר ע"י הדווח כפתור ההפעלה. חבר את תוכנית הטיפול המתאימה. ניתן לעבור בין התוכניות השונות ע"י לחיצה על החלק העליון (M) בכפתור העגול. יש לקבוע את עוצמת הטיפול ע"י לחיצה בחלק הימני (+) או השמאלי (-) של הכפתור העגול. יש לקבוע את זמן הטיפול ע"י לחיצה בחלק התחתון (T) של הכפתור העגול.

שימו לב בבקשה:

עם הפעלת המכשיר עוצמת הטיפול תהיה הנמוכה ביותר. יש להגביר בהתאם לצורך. לאחר סיום השימוש יש לכבות את המכשיר, לנתק את הכבל מכריות העיסוי ולהצמיד בחזרה את הכיסוי השקוף על כריות העיסוי על מנת לשמור על אורך חייהן. ניתן להשתמש במכשיר עד פעמים ביום, 20-40 דקות כל פעם.

לנוחותכם, ניתן להדביק את כריות העיסוי לאחר השימוש למחזיק הכריות. מדבקה אחת מכל צד, וללפף את כבל האלקטרודות מסביב למחזיק הכריות.

תוכניות העיסוי:




לנוחותכם, ניתן לצפות בסרטון הדרכה על ידי סריקת ה-QR קוד:



5

אזורי הדבקה מומלצים:



6

אמצעי זהירות:

יש למנוע מגע בין כריות העיסוי במשך השימוש. יש להמנע ממגע ישיר בין הידיים לבין כריות העיסוי כאשר המכשיר מופעל. במידה והנכם סובלים מאחת הבעיות הבאות יש להיוועץ ברופא/ה לפני השימוש: בעיות בעור, מחלות חמורות, גידולים ממאירים, מחלות זיהומיות, בעיות לב, לחץ דם גבוה, חוס גבוה. אין להשתמש במכשיר העיסוי אם מותקן בגופך קוצב לב. נשים מניקות, נשים בהריון וילדים - יש להיוועץ ברופא. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. המכשיר לא נועד לטיפול בבעיות עצביות, עיוות בשרירים או מניעת ניוון שרירים.

לידיעתכם:

ניתן לרכוש בנפרד כריות עיסוי (מדבקות) גדולות/קטנות נוספות אצל הרוקחים בסופר-פארם.

7

יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2 יבנה טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



תעודת אחריות מס':

תאריך קניה: _____
שם המכשיר: _____ דגם: _____ מס': _____

1. האחריות למוצר הינה למשך שנה אחת מיום קניית המוצר כנגד הצגת חשבונית קניה.
2. האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה ללא תשלום של כל חלק במוצר אשר יראה לנו פגום ואשר על פי שיקול דעתנו נגרם כתוצאה מפגם בייצור.
3. האחריות לא תחול במקרה של קלקול שנגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות, שבר או תקלה כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר, טיפול ע"י מי שלא הוסמך על ידנו.
4. האחריות אינה כוללת חלקים מתכלים.

life

מכשיר עיסוי וטנס דיגיטלי
SM9027

הוראות
הפעלה

